Elektrische Brenner Dragon 300 und 320

- **Zum Sterilisieren von Nadeln, Impfösen und dem Hals von Kulturröhrchen**
- **Einstellbare Temperatur (maximal 850 °C)**
- **Winkel der Brennkammer einstellbar von 45 bis 75 °**
- **Halterung zur Führung der Einführung des zu sterilisierenden Materials**
- **2 Versionen: Öffnungs-Ø 16 mm (886047) oder 37 mm (886048)**

Modell	Elektrischer Brenner Dragon 300	Elektrischer Brenner Dragon 320
Temperaturbereich (°C)	RT+20 bis 850	
Leistung (W)	180	
Kammerdurchmesser (mm)	16	37
Maße (B x T x H) (cm)	9 x 17 x 21	9 x 19 x 21,5
Gewicht (g)	1128	1098
Art. Nr.	**886047**	**886048**
CHF	**AA -**	**AA -**



886047 886048

Elektronischer Brenner Fireboy Plus

- **Elektronischer Brenner mit Sicherheits-Sensor**
- **Mobil, kompakt und widerstandsfähig**
- **Zweiwege-Flammenzündungssensor-Technologie für Ihre Sicherheit**
- **Vollständig gegen Gasaustritt gesichert**
- **Neue Schale und neues Design, das UV- und lösungsmittelbeständig ist**
- **Betrieb in drei Modi: kontinuierlich, sensorgesteuert oder pedalgesteuert**
- **Einfaches und intuitives Bedienfeld**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060420	Fireboy Plus: elektronischer Sicherheitsbrenner mit Sensordetektor, Flammenwächter und Überhitzungsschutz, ohne Fußschalter ,CE-konform	**AA -**
060422	FIREBOY eco: elektronischer Sicherheitsbrenner mit Fusspedalbedienung	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060423	3,6 V / 2000mAh Akku, wiederaufladbar*	**AA -**
888973	Adapter zum Anschluss einer Gaskartusche CV360	**AA -**
060316	Fußschalter	**AA -**
060311	Butan-Gaskartusche 52 g CV360 (zu 6)	**AA -**
060433	Brennerkopf Kamin	**AA -**

* nur mit Fireboy Plus kompatibel



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

Sicherheitsbrenner Phoenix II

- **Für die Flammensterilisation, von Instrumenten oder Flaschenhälsen**
- **Freihändig**
- **Aus Edelstahl**
- **Digitale Anzeige der Brenndauer**
- **Gaseinsparung bis zu 80 %**
- **UV-beständig**
- **Flammensterilisierbar**
- **Integrierter Instrumentenhalter**
- **Sensor-, Hand- oder Pedalbetrieb**
- **Mehrsprachiges Display**
- **Mit Batterien**



Betriebszeit	1 sec - 120 min
Spannung	100 -240 V AC, +/- 5 %, 50-60 Hz
Adapter	6 V DC, 3 VA max.
Clip Gasanschluss	Innen-Ø 10 mm
Erdgas Arbeitsdruck	20 mbar
Propan/Butan Arbeitsdruck	50 mbar
Kartuschen Inhalt	CV360 : 52 g Butan C 206 : 190 g Butan
Erdgasverbrauch	0,06 cbm/h
Propan/Butan-Verbrauch	77,2 g/h
Maße (L x H x T) (mm)	125 x 85 x 160 mm
Gewicht ca.	1 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
110578	Phoenix II Sicherheitsbrenner mit Fußpedal	**111AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
110580	Phoenix II Adapter für CV 360 Kartusche	**AA -**
110581	Phoenix II Adapter für C 206 Kartusche	**AA -**
060311	Butan-Gaskartusche 52 g CV360 (zu 6)	**AA -**
110589	Kartuschen C 206 (zu 6)	**AA -**
071108	einzelne Kartusche C 206	**AA -**

Zahlreiche Zubehörteile sind auf Anfrage erhältlich.

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com