Mikrozentrifuge Kapazität 8 Mikroröhrchen





- **Wird mit zwei Rotoren geliefert**
- **Ultra leistungsstark, ultra leise**
- **Robust und einfach zu bedienen**

Taste zur Auswahl der Geschwindigkeit auf der Rückseite des Geräts.

Max. Kapazität	8 Mikroröhrchen von 1,5 / 2ml oder 2 Streifen mit 8 Mikroröhrchen 0,2 ml
Geschwindigkeit (rpm)	3 Geschwindigkeiten : 4000, 7000 oder 10.000
RCF-Beschleunigung (g)	900, 2910 oder 5610 mit dem Mikroröhrchenrotor
Anzahl Rotoren	2 Rotoren enthalten
B x T x H (mm)	155 x 175 x 125
Stromversorgung	AC 85-240V
Art. Nr.	**141097**
CHF	**AA -**

Individuelle Mikrozentrifuge

Für kurze Zentrifugationen und zur Mikrofiltration.

- **Ein/Aus-Schalter**
- **Langlebiger Deckel**



Geliefert mit :
- Rotor für Mikroröhrchen 1,5/2 ml,
- Rotor für Streifen mit 8 PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml,
- Adapter für 0,2-ml-Röhrchen und Adapter für 0,5-ml-Röhrchen.

Maximale Kapazität	8 Mikroröhrchen 1,5/2 ml oder 4 Streifen mit 8 Mikroröhrchen 0,2 ml
Anzahl Rotoren	2 Rotoren enthalten
Geschwindigkeit (rpm)	6500
RCF-Beschleunigung (g)	2000
Maße (B x L x H)(mm)	145 x 160 x 132
Gewicht (kg)	1,12
Art. Nr.	**531003**
CHF	**AA -**

Mikrozentrifuge Prism Mini



- **Tisch-Mikrozentrifuge für 1,5/2 ml Mikroröhrchen und PCR-Streifen**
- **Start-Stopp-System durch Öffnen/Schließen der Haube**

Kapazität	8 Röhrchen 1,5/2 ml oder 4 PCR-Streifen (inkl. Rotoren)
Geschwindigkeit	6000 rpm
Beschleunigung	2000 g
Maße (cm)	13,2 x 13,2 x 11,2
Gewicht (kg)	0,55
Leistung	120V oder 230V, 50/60Hz
Art. Nr.	**096647**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096814	Ersatzrotor für 4 Streifen mit 8 Mikroröhrchen	**AA -**

ClearLine® Mikrozentrifuge für Mikroröhrchen



Hilfsmikrozentrifuge für Mikroröhrchen 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml (zum Einsetzen in die 1,5-ml-Mikroröhrchen) oder 0,2 ml.
Wird mit 2 Rotoren geliefert: ein Rotor für 6 Mikroröhrchen 1,5 / 2 ml und ein Rotor für 2 Streifen mit 8 PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml.

- **Schalter Aus-Ein**
- **Verschließbarer, lichtdurchlässiger Deckel**
- **Geräuscharm und stabil**
- **Rotor mit festem Winkel**

Maximale Kapazität	6 Mikroröhrchen 1,5 ml oder drei Streifen mit 8 Mikroröhrchen
Geschwindigkeit (rpm)	6000
RCF-Beschleunigung (g)	2000
Timer	nein
Anzahl Rotoren	1 Rotor für 6 Mikroröhrchen und 1 Rotor für 2 Streifen inklusive
Art.Nr.	**037997**
CHF	**AA -**