ClearLine® Mikrozentrifuge für PCR-Platten



Vor und nach dem Zentrifugieren



Während des Zentrifugierens



- **Einzigartiges Design mit freiem Rotor, verhindert Spritzer**
- **Reduzierte Größe**
- **Akzeptiert alle Arten von PCR-Platten, Mikroplatten sowie Deepwell-Platten (mit optionalem Rotor)**
- **Garantie: 5 Jahre**

Geschwindigkeit (rpm)	2100
RCF-Beschleunigung (g)	400
Kapazität	2 PCR-Platten * oder 2 Mikroplatten oder 192 PCR-Röhrchen 0,2 ml oder 24 Streifen mit 8 Röhrchen
Abbremsen (s)	7
Maße (B x L x H) (mm)	230 x 260 x 197
Gewicht (kg)	4
Leistung	230 V, 50 Hz
Art. Nr.	**062583CL**
CHF	**AA -**

* Maximale Kapazität 4 gestapelte Platten (mit optionalem Deepwell-Rotor)

Adapter und Rotor

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062584	Adapter für 0,2 ml PCR-Röhrchen (zu 2)	**AA -**
062585	Rotor für Deepwell-Platten (max. Höhe 35 mm)	**AA -**

Mikrozentrifugen 6K, D1008 oder 10K



- **Einfache Bedienung: automatisches Starten und Ausschalten beim Schließen/Öffnen des Deckels**
- **3 verschiedene Rotoren :**
  - Standard : 8 Mikroröhrchen 1,5/2 ml
  - PCR : 2 Streifen mit je 8 Röhrchen 0,2-ml (oder 16 einzelne Röhrchen)
  - Deckglas
- **Alle Modelle werden mit dem Standardrotor und Adaptern für 0,5- und 0,2-ml-Mikroröhrchen geliefert**

Modell	Mini-6K	D1008	Mini-10k
Kompatibilität der Rotoren	Standard, PCR und Deckglas	Standard und PCR	Standard
Geschwindigkeit (rpm)	6000	7000	10000
RCF-Beschleunigung (g)	2000	2680	5000
Außenmaße B x T x H (mm)	175 x 148 x 118		
Farbe Blau	**531500**	**531501B**	-
Grüne Farbe	-	**861056B**	-
Rote Farbe	-	-	**531502**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör für Mini-6K

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
531505	Montageschlüssel Typ Inbus	**AA -**
531503	PCR-Rotor für 2 Streifen mit 8 Mikroröhrchen 0,2 ml	**AA -**
531504	Rotor für Klingen	**AA -**

Zubehör für D1008

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
861059	Rotor für 8 Röhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
861060	Rotor für 2 Streifen mit 8 Mikroröhrchen 0,2-ml	**AA -**
861061	Adapter für 0,2 ml Röhrchen (8 Stück)	**AA -**
861062	Adapter für 0,5 ml Röhrchen (8 Stück)	**AA -**

MyFuge Zentrifuge mit farbigem Deckel



Zur Unterscheidung von Arbeitsplätzen oder Manipulationen!

- **Tischzentrifuge, die mit zwei Rotoren geliefert wird :**
  - Rotor für 8 1,5- oder 2-ml-Mikroröhrchen
  - Rotor für 2 0,2ml-PCR-Mikroröhrchen-Streifen oder 16 0,2ml-PCR-Mikroröhrchen
- **Mit Adaptern für 0,5-ml-Mikroröhrchen**
- **Aufbewahrungsfach für den Streifen-Rotor und die Adapter für Mikroröhrchen**
- **Geschwindigkeit 6000 rpm**
- **2000 g**

Maximale Kapazität	8 Mikroröhrchen von 1,5/2ml oder 16 PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml
Geschwindigkeit (rpm)	6000
RCF-Beschleunigung (g)	2000
Anzahl Rotoren	2 inklusive
L x T x H (mm)	114 x 149 x 114
Leistung	100 bis 240 V, 50-60 Hz

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062500	Zentrifuge MyFuge transparenter Deckel	**AA -**
062501	Zentrifuge MyFuge blauer Deckel	**AA -**
062502	Zentrifuge MyFuge violetter Deckel	**AA -**
062503	Zentrifuge MyFuge grüner Deckel	**AA -**
062504	Zentrifuge MyFuge roter Deckel	**AA -**