Mikrozentrifugen für Platten, Streifen und Röhrchen

- **Ermöglicht die Konzentration von Tröpfchen und Kondensat am Boden des Röhrchens**
- **Für Standardplatten mit oder ohne Rand**
- **Mit dem Modell MPC-P25 können auch 8 x 0,2 ml Streifen und 0,2 ml Röhrchen zentrifugiert werden (Adapter im Lieferumfang enthalten)**
- **Vor und nach der PCR-Amplifikation zu verwenden**

Modell	Mini-P25	MPC-P25
Kapazität	2 PCR-Platten	2 PCR-Platten, 2 Elisa-Platten, 2 x 12 Streifen 8 x 0,2 ml oder 2 x 96 Röhrchen 0,2 ml
Geschwindigkeit max. (rpm)	2500	2200
Max. Zentrifugalkraft (g)	500	480
Timer	-	0 - 10 min
Maße (B x T x H)(mm)	190 x 220 x 186	290 x 360 x 140
Gewicht (kg)	2,1	3,6
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz	
Art. Nr.	**531508**	**531509**
CHF	**AA -**	**AA -**



Mini-P25



MPC-P25

Corning LSE Mikrozentrifuge

- **Kompakt**
- **Robust**



Kapazität	8 Mikroröhrchen mit 1,5 oder 2 ml und 4 PCR-Streifen
Geschwindigkeit (rpm)	6000
RCF-Beschleunigung (g)	2000
Maße (L x T x H) (mm)	174 x 148 x 122
Art. Nr.	**006770**
CHF	**AA -**

Zentrifuge MC-24 Touch

- **Zum Zentrifugieren von 24 Mikroröhrchen oder 2 PCR-Streifen**
- **Touchscreen**
- **Design, das die Erwärmung der Röhrchen begrenzt**
- **Anzahl Programme (Geschwindigkeit und Zeit) : 9**
- **Ideal für Kühlräume**



Geschwindigkeit (rpm)	1000 bis 13500 (16800 g)
Kapazität	24 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml oder 2 PCR-Streifen
Schritt	100 rpm / 100 rcf
Timer	1 bis 99 min oder kontinuierlich
Maße L x T x H (mm)	230 x 305 x 197
Gewicht (kg)	6,4
Art. Nr.	**062806**
CHF	**AA -**

Mikrozentrifugen CM-50 und CM-50M

- **Großer Farbbildschirm mit klarer und intuitiver Benutzeroberfläche**
- **5 Bremsstufen des Rotors**
- **Deckel mit sicherer Verriegelung**
- **Digitaler Motor garantiert geringe Geräuschentwicklung, geringe Wärmeentwicklung und sanfte Handhabung**
- **Rotoren bitte separat bestellen**
- **CM-50M :**
  - Mischfunktion
  - 3 Rotoroptionen mit automatischer Erkennung
  - programmierbar mit 9 Zentrifugier-/Mischstufen

Modell	CM-50	CM-50M
Zentrifugiergeschwindigkeit (rpm)	1000 - 15000	
Maximale Beschleunigung (g)	15300	
Timer	1 sec bis 99 min	
Anzahl Mischmodi	-	12
Maße (B x L x H) (mm)	200 x 180 x 145	
Gewicht (kg)	3,1	
Art. Nr.	**065530**	**065531**
CHF	**AA -**	**AA -**



CM-50



CM-50M

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
065532	Rotor für 12 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
065533	Mischrotor für 12 Mikroröhrchen 1,5/2 ml *	**AA -**
065534	Rotor für 2 Streifen 0,2 ml Röhrchen oder 16 Röhrchen 0,2 ml *	**AA -**
065535	Adapter für 0,5 ml Röhrchen (12 Stück)	**AA -**
065536	Adapter für 0,2 ml Röhrchen (12 Stück)	**AA -**

* Nur für Zentrifuge CM-50M

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com