Zentrifugen mit Vortexfunktion Combi-Spin und Multi-Spin

Geliefert mit einem Rotor für 12 Röhrchen 1,5/2 ml, und einem Rotor für 12 Röhrchen 0,5 ml und 12 Röhrchen 0,2 ml

Combi-Spin

- **Vortex während des Zentrifugierens nutzbar, da der Rührkopf aus dem Deckel herausragt**

Multi-Spin

- **Für das gleichzeitige Schütteln von mehreren Röhrchen**
- **Wechsel zwischen Rühr- und Zentrifugationsphase, bis zu 999 Zyklen**

Modell	Combi-Spin	Multi-Spin
Geschwindigkeit (rpm)	2800	1000 bis 6000
RCF-Beschleunigung (g)	700	2350
Zentrifugen-Timer	-	1 Sek. bis 30 Min
Vortex-Timer	-	1 bis 20 Sek
Display	-	Digital
Kontrolle	Drehknöpfe	Touch
Pulstaste	Ja	-
Zulässige Temperatur	4 bis 40 °C	
(L x T x) H (mm)	193 x 235 x 125	
Gewicht (kg)	1,7	2,5
Art. Nr. (mit Rotor)	**144218B**	**144782B**
CHF	**AA -**	**AA -**





Rotoren

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144220B	Rotor für 8 Röhrchen 1,5 ml oder 8 Röhrchen 0,5 ml	**AA -**
144221B	Rotor für 6 Röhrchen 1,5 ml, 6 Röhrchen 0,5 ml oder 6 Röhrchen 0,2 ml	**AA -**
144222B	Rotor für 2 Streifen mit Röhrchen 0,2 ml	**AA -**
144819	Rotor für 32 0,2 ml Röhrchen oder 4 Streifen	**AA -**

Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge MC-12

Kapazität	12 Mikroröhrchen 1,5 oder 2 ml
Geschwindigkeit (rpm)	15500
RCF-Beschleunigung (g)	16100
Beschleunigungszeit	10 s
Entschleunigungszeit	12 s
Timer	20 s- 99 min
Maße L x T x H (mm)	270 x 220 x 150
Gewicht (kg)	4,8
Stromversorgung	100-240V ; 50-60Hz ; 300W
Art. Nr.	**062613**
CHF	**AA -**



Adapter

Art. Nr.	Für	VE	CHF/ VE
060974	Mikroröhrchen 0,5 ml	6	**AA -**
060975	Mikroröhrchen 0,2 ml	6	**AA -**

Mikrozentrifugen für 15-ml-Röhrchen

- **Zum Zentrifugieren von bis zu 8 Röhrchen von 5 bis 15 ml**
- **Digitalanzeige mit automatischer Umrechnung von rpm/rcf**
- **Verriegelung des Deckels**
- **Design, das die Erwärmung der Röhrchen begrenzt**
- **Verfügbar in 2 Versionen je nach maximaler Zentrifugiergeschwindigkeit (3500 oder 5000 rpm (1500 oder 3070 g))**
- **Adapter für 5-ml-Mikroröhrchen und Adapter für 5- und 7-ml-Kultur- und Blutentnahmeröhrchen als Optionen erhältlich**

Modell	LC-8	LC-8 Plus
Geschwindigkeit (rpm)	400 - 3500 (1500 g)	400 - 5000 (3070 g)
Kapazität	8 x 15 ml	
Beschleunigen / Entschleunigen	9 sec / 25 sec	19 sec / 39 sec
Schritt	100 rpm	
Timer	20 Sekunden bis 99 Minuten	
Puls-Funktion	Ja	
Maße (cm) (B x T x H)	29,5 x 36,5 x 21	
Gewicht (kg)	6,8	
Art. Nr.	**062759**	**062760**
CHF	**AA -**	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
062761	Adapter für 5- und 7-ml-Blutentnahmeröhrchen und Kulturröhrchen (12 - 13 mm Röhrchen mit 2, 5 oder 7 ml)	8	**AA -**
062626	Adapter für 5-ml-Mikroröhrchen	4	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com