Zentrifuge Thermo Medifuge

thermoscientific

- **DualSpin 2-in-1-Hybridrotor, der Röhrchen von 1,4 bis 15 ml mit zwei Spacer-Optionen aufnehmen kann**
- **Für klinische IVD-Blutentnahmeröhrchen, Gelröhrchen, 10-ml-Standardspritzen und konische 15-ml-Röhrchen**
- **Deckel mit einem Klick schnell zu schließen**
- **Großes, sehr helles Display mit intuitiver Steuerung**
- **Die Zentrifuge wird komplett geliefert mit :**
  - **DualSpin-Rotor**
  - **Winkelgehänge (Satz von 8)**
  - **Oszillierende Gehänge (Satz von 8)**
  - **Grüne/kurze Abstandshalter (Satz von 8)**
  - **Gelbe/lange Abstandshalter (Satz von 8)**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen





Maximale Kapazität	8 x 15 ml (fester Winkel)
	8 x 10 ml (schwingende Gehänge)
Maximale Geschwindigkeit	300 - 4900 rpm, einstellbar in Schritten von 100 rpm
Maximale FCR	31114 x g (fester Winkel)
	3490 x g (schwingende Gehänge)
Einstellen der Zeit	1 bis 99 Minuten, in Schritten von 1 Minute; Dauermodus
RT. bei der Verwendung	2 - 40 °C
Benutzerschnittstelle	Große, sehr helle LED-Anzeige
Speichern von Programmen	4
Beschleunigungsprofil	1 (Standard)
Abbremsprofil	3 (Standard, sanft, freie Bremse)
Beschleunigungs-/ Abbremsungssteigung	24/37 Sekunden (fester Winkel)
	24/31 Sekunden (schwingende Gehänge)
Geräuschpegel	‹ 56 dBA (schwingende Gehänge)
Stromverbrauch	100 - 130 W, abhängig von der Spannung
Maße L x T x H (mm)	325 x 450 x 240
Gewicht (kg)	15,5
Normen	CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
Zertifizierungen	UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA Klasse 1
Art. Nr.	**262668**
CHF	**AA -**

Zentrifuge/Vortex für PCR-Platten

- **„Spin-Mix-Spin"-Technologie ermöglicht abwechselndes Schleudern und Mischen**
- **Für 2 PCR-Platten mit 96 Wells und Rand**
- **LCD-Bildschirm**



Zentrifugiergeschwindigkeit (rpm)	300 - 1500
RCF-Beschleunigung (g)	245
Vortex-Geschwindigkeit (rpm)	300 - 1200
Anzahl von Zyklen	1 - 999
Maße L x T x H (mm)	285 x 350 x 190
Gewicht (kg)	6,15
Stromversorgung	240V, 50 - 60 Hz
Art. Nr.	**999074**
CHF	**AA -**

Zentrifuge iFuge Do6

- **Wird mit Rotor für 6 x 15 ml Röhrchen geliefert**
- **Automatisches Schließen und Öffnen des Deckels**
- **Automatische Erkennung von Ungleichgewichten**



Kapazität	6 Röhrchen 15 ml
Geschwindigkeit (rpm)	500 bis 6500
RCF-Beschleunigung (g)	3684
Timer	1 bis 30 Min. oder unendlich
Geräuschpegel (dB)	60
Gewicht (kg)	4
Maße B x T x H (mm)	260 x 244 x 205
Art. Nr.	**111444**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
111448	Rotor für 8 Röhrchen 15 ml	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com