Mikrozentrifugen Minispin und Minispin plus - für 12 Mikroröhrchen



- **Kompakt und leise**
- **Hohe Stabilität**
- **Geliefert mit einem Rotor für 12 Mikroröhrchen 1,5 /2 ml**
- **Optional: Der Rotor für Streifen mit PCR-Röhrchen**
- **Garantie: 2 Jahre**
- **GLP: Allgemeines Laborprodukt, für Forschung (keine Humandiagnose)**
- **Anzeige in rpm nur beim MiniSpin-Modell, in rpm oder rcf (g) beim MiniSpin Plus-Modell**

Modell	MiniSpin	MiniSpin Plus
Maximale Kapazität	12 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	12 Mikroröhrchen 1,5/2 ml
Geschwindigkeit (rpm)	13400	14500
Beschleunigung RCF (xg)	12000	14100
Temperatur	-	-
Timer	30 min	99 Min., kontinuierlich
Anzahl Rotoren	2 (1 inkl.)	2 (1 inkl.)
Beschleunigungszeit	13 Sekunden	13 Sekunden
Abbremsungszeit	12 Sekunden	12 Sekunden
Display	Digital	Digital
Anzahl Programme	0	0
Tastaturtyp	Touch	Touch
L x T x H (mm)	226 x 239 x 130	226 x 239 x 130
Gewicht (kg)	4,3	4,3
Pulse-Taste	Ja	Ja
Modell GLP mit Rotor	**934117**	**934118**
CHF	**AA -**	**AA -**

Rotoren und Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
033964	Rotor F-55-16-5-PCR mit aluminium Deckel	1	**AA -**
035087	Ersatz-Deckel aus aluminiumfür Rotor 033964	1	**AA -**
5452720008	Rotor F-45-12-11 mit Edelstahldeckel	1	**AA -**
033575	Ersatzdeckel aus Edelstahl für Rotor F-45-12-11	1	**AA -**
033205	Adapter für Mikroröhrchen 0,4 ml	6	**AA -**

Mikrozentrifugen 5418R für 18 Eppendorf-Mikroröhrchen



- **Geliefert mit Anti-Aerosol-Rotor mit Schnellverschluss, für 18 Mikroröhrchen 1,5/2 ml**
- **sehr leise, auch ohne Rotordeckel**
- **Funktion «Short spin»**
- **Automatisches Schließen und Öffnen des Deckels**
- **Garantie: 2 Jahre**
- **Funktion „Fast temp“, um die Solltemperatur sehr schnell zu erreichen**
- **Garantierte Aufrechterhaltung von 4 °C bei Höchstgeschwindigkeit**
- **GLP: Allgemeines Laborprodukt, für Forschung (keine Humandiagnose)**

Modell	5418R
Maximale Kapazität	18 Mikroröhrchen 1,5/ 2 ml
Geschwindigkeit (rpm)	14000
RCF-Beschleunigung (g)	16873
Temperatur	0 °C bis + 40 °C
Timer, Dauerbetrieb	9 Std. 59 Min., kontinuierlich
Anzahl Rotoren	1 (inklusive)
Beschleunigungszeit	11 Sekunden
Entschleunigungszeit	12 Sekunden
Display	Digital
Anzahl Programme	0
Tastatur Typ	Drehbare Knöpfe
B x T x H (mm)	300 x 460 x 250
Gewicht (kg) (ohne Rotor)	22
Modell GLP mit Rotor FA-45-18-11	**934119**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033975	Rotor FA-45-18-11 mit Aerosolschutzdeckel	**AA -**
035073	Anti-Aerosol Ersatz-Deckel	**AA -**
033205	Adapter für 0,4 ml Mikroröhrchen (zu 6)	**AA -**