Mikrozentrifuge 5420 Eppendorf

NEU

Für Routineanwendungen in der Molekularbiologie, DNA- oder RNA-Aufreinigung, DNA-Extraktion und PCR-Reaktion.

- **Kompakt, belüftet**
- **Ergonomischer "Soft-Touch"-Deckelverschluss**
- **Automatische Öffnung des Deckels am Ende des Zyklus**
- **Wahlweise mit oder ohne Rotor geliefert**
- **Optionaler Rotor für 32 0,2 ml Röhrchen**



Beschleunigung	21300 x g
Max. Geschwindigkeit	15 060 rpm
Beschleunigungszeit	15 s
Entschleunigungszeit	15 s
Belüftet	Ja
Timer	Von 10 s bis 9:59 h, Dauerbetrieb
Geräuschpegel	56 db(A)
Maße B x T x H (cm)	24 x 35 x 22
Gewicht	13 kg
Stromversorgung	230 V, 50 – 60 Hz
	GLP:
5420 mit Rotor 24 x 2	**934345**
CHF	**AA -**
5420 ohne Rotor	**934347**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934349	Rotor F-32 x 0,2 - PCR	**AA -**

Eppendorf 5425 und 5425R Zentrifugen

- **Perfekte Zentrifugen für alle modernen molekularbiologischen Anwendungen in PCR-Röhrchen von 0,2 bis 5 ml**
- **6 Rotoren verfügbar**
- **Ein Rotor für 10 x 5 ml Röhrchen**
- **Eppendorf QuickLock® aerosoldichte Deckel für einfache und sichere Handhabung**
- **3 Programme**
- **Geliefert mit oder ohne Standardrotor**
- **sehr leise, auch ohne Rotordeckel**
- **Kompakt, ergonomisch und sehr benutzerfreundlich**
- **Funktionen «Short spin»**
- **Nur für das Modell 5425R :**
  - Fast temp"-Funktionen, um die eingestellte Temperatur in weniger als 8 min zu erreichen
  - Garantierte Aufrechterhaltung von 4°C bei maximaler Geschwindigkeit
- **GLP: General Lab Product, für Forschung (keine Humandiagnose)**



Modell	5425		5425R	
Maximales Röhrchenvolumen	5 ml		5 ml	
RCF-Beschleunigung (x g)	21300		21300	
Temperatur	-10 °C bis +40 °C			
Anzahl Rotoren nach Wahl	6			
Display	Digital, großer, gut beleuchteter LCD-Bildschirm			
B x T x H (mm)	240 x 390 x 240		290 x 480 x 260	
Gewicht (kg)	15,6		21	
Tastatur Typ	Drehknöpfe	Tastatur	Drehknöpfe	Tastatur
GLP-Zentrifuge ohne Rotor	**934178**	**934174**	**934550**	**934546**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
GLP-Zentrifuge mit Rotor FA-24x2	**934176**	**934172**	**934548**	**934544**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör für Zentrifuge 5425

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934179	Anti-Aerosol-Rotor FA-24x2 für 24 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
934180	Aerosolbeständiger Rotor mit PTFE-Beschichtung FA-24x2 für 24 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
934181	Rotor FA-10x5 für 10 x 5 ml Röhrchen mit Aerosolschutzdeckel	**AA -**
934182	Rotor FA-18x2-Kit für 18 1,5/2 ml Mikroröhrchen oder Säulen mit Deckel	**AA -**
934183	Rotor F-32x0,2-PCR für 32 x 0,2 ml PCR-Röhrchen oder 4 PCR-Streifen mit Deckel	**AA -**
934184	Rotor S-96x0,2-PCR für 96 x 0,2 ml PCR-Röhrchen oder 12 PCR-Streifen	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com