Vielseitige Mikrozentrifugen 5430 und 5430R

Freier Rotor S-24-11-AT



Winkelrotor FA-45-48-11



Winkelrotor FA-45-16-17





- **Kompakt und sehr ergonomisch**
- **Großer Kontrollbildschirm, 5 Tasten für den Schnellzugriff auf die Hauptprogramme**
- **12 Rotoren zur Auswahl, die der Vielseitigkeit von Tischzentrifugen entsprechen**
- **Zum Zentrifugieren von Mikroröhrchen, PCR-Streifen, 5-ml-Eppendorf-Röhrchen, 15/50-ml-Falcon-Röhrchen und Mikrotiterplatten**
- **Automatische Rotorerkennung und Drehzahlbegrenzung**
- **Automatischer Unwuchtdetektor**
- **Geschwindigkeit : 30.130 g**
- **Garantie: 2 Jahre**
- **GLP: Allgemeines Laborprodukt, für Forschung (keine Humandiagnose)**

Modell	5430	5430R
Maximale Kapazität	6 Röhrchen 15 oder 50 ml, 30 Mikroröhrchen 1,5/2 ml, 2 Mikroplatten	
Geschwindigkeit (rpm)	17500	
RCF-Beschleunigung (g)	30130	
Temperatur	-	-11°C bis +40°C
Timer 99 h 59 min. dauerbetrieb		
Beschleunigungszeit	14 Sekunden	
Abbremsungszeit	15 Sekunden	
Display	Digital	
Anzahl Programme	50	
L x T x H (mm)	330 x 420 x 250	380 x 640 x 300
Gewicht (kg) ohne Rotor	29	56

GLP	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Mit Touch Tastatur, ohne Rotor	**934128**	**AA -**	**934133**	**AA -**
Mit Touch Tastatur, mit Rotor FA-45-30-11	**934129**	**433AA -**	**934132**	**AA -**
MitDrehknöpfen, ohne Rotor	**934131**	**AA -**	**934135**	**AA -**
MitDrehknöpfen, mit Rotor FA-45-30-11	**934130**	**AA -**	**934134**	**AA -**

Gekühlte Version 5430R

- **Aufrechterhaltung der Temperatur von 4 °C bei maximaler Geschwindigkeit**
- **Kühlung wird nach dem Ende des Zyklus fortgesetzt**
- **Fast Temp Pro-Funktion: programmierbares Aufheizen des Behälters**

12 Rotoren zur Auswahl

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität	Mit Deckel anti-Aerosol	Chemische Schutzbeschichtungen	Max. Geschwindigkeit/ Beschleunigung	CHF
933001	Winkelrotor FA-45-48-11	48 Mikroröhrchen	Ja	Nein	12 700 rpm / 18 210 xg	**AA -**
933002	Winkelrotor F-45-48-11	48 Mikroröhrchen	Nein	Nein	12 700 rpm / 18 210 xg	**AA -**
035008B	Winkelrotor FA-45-30-11	30 Mikroröhrchen	Ja	Ja	14.000 rpm / 20.817 xg	**AA -**
035954	Winkelrotor FA-45-24-11-Kit, mit erhöhtem Rand	24 Reinigungssets	Ja	Nein	13.200 rpm/19 090 xg	**AA -**
933003	Freier Rotor S-24-11-AT	24 Mikroröhrchen	Ja	Nein	12.700 rpm / 16.049 xg	**AA -**
933018	Winkelrotor FA-45-16-17	16 Eppendorf Röhrchen 5 ml	Ja	Nein	14 200 rpm / 21 191xg	**AA -**
033608	Winkelrotor F-35-6-30	6 Röhrchen 15 ml oder 50 ml	Nein	Nein	7.830 rpm / 7.745 xg	**AA -**
033609	Freier Rotor A-2-MTP	2 Mikroplatten	Ja	Nein	4.680 rpm / 2.204 xg	**AA -**

Adapter für Rotor F-35-6-30

Art. Nr.	Für 1 Röhrchen	VE	CHF/ VE
Für 15 ml Bohrung			
933053	ø 13 mm kurz	2	**AA -**
933054	ø 13 mm lang	2	**AA -**
035411	ø 16 mm - H : 74 - 103 mm	2	**AA -**
035412	ø 16,8 mm - H : 84 - 125 mm	2	**AA -**
933020	Eppendorf Röhrchen 5 ml	2	**AA -**
035023	Falcon 15 ml	2	**AA -**
Für 50 ml Bohrung			
933055	ø 13 mm kurz	2	**AA -**
933056	ø 13 mm lang	2	**AA -**
035406	ø 16 mm - H 85-105 mm	2	**AA -**
035399	ø 16,8 mm - H 84-125 mm	2	**AA -**
933019	Eppendorf Röhrchen 5 ml	2	**AA -**
035408	Typ Oak Ridge 30 ml	2	**AA -**
035409	Typ Oak Ridge 50 ml	2	**AA -**
035024	Falcon 50 ml	2	**AA -**
035022	Centriprep 50 ml	6	**AA -**

Adapter für andere Rotoren

Art. Nr.	Für Rotor	Für	VE	CHF/ VE
033205	Alle Rotor Mikroröhrchen	Röhrchen 0,4 ml	6	**AA -**
033936	Rotor F-45-64-5-PCR	0,2 ml PCR-Röhrchen und -Streifen	4	**AA -**
033352	Rotor F-45-18-17-Cryo	Kryoröhrchen 13 mm	6	**AA -**
035687	Rotor F-45-18-17-Cryo	HPLC-Röhrchen 12 x 32 mm	18	**AA -**
033889	Rotor A-2-MTP	96 Wells PCR-Platte	2	**AA -**
033888	Rotor A-2-MTP	384 Wells PCR-Platte	2	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com