Ausschwingrotor A-4-38 für Zentrifugen 5702/5702R/5702RH

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033717	Rotor A-4-38 mit 4 zylindrischen Gehänge 85 ml	AA -
033718	Rotor A-4-38 ohne Gehänge	AA -
033719	Zylindrische Gehänge 85 ml (4 Stück)	AA -
033730	Aerosoldichte Kappe für zylindrische Gehänge (2 Stück)	AA -
033731	Rechteckige Gehänge100 ml (4 Stück)	AA -

- **RCF max : 3000 x g (4400 rpm)**

Um 2 Arten von Gehänge anzupassen :

- **4 zylindrische 85-ml-Gehänge mit aerosoldichter Verschlussmöglichkeit - für Röhrchen von 1,5 ml bis 85 ml - Beschleunigung max. 3000 xg**
- **4 rechteckige 100-ml-Gehänge - für Glasröhrchen von 5 ml bis 25 ml - Beschleunigung max. 3000 xg**
- **Gemischte Ladungen sind nicht erlaubt**



Adapter für die Gehänge des A-4-38-Rotors (2 Stück)

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	ø Bohrung (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	CHF zu 2
Adapter für zylindrische Gehänge				
033955	1,5 - 2	11	4/16	AA -
033729	1,1 - 1,4	8,5	5/20	AA -
033720	2 – 7	12,5	5/20	AA -
033727	2,6 – 7	13,5	4/16	AA -
033728	4 – 10	16	4/16	AA -
033721	9 – 15	17,5	4/16	AA -
033724	15 (Typ Falcon)	17,2	1/4	AA -
033725	15 (Typ Falcon)	17,2	2/8	AA -
033722	25	25	1/4	AA -
033726	50 (Typ Falcon)	30	1/4	AA -
033723	85	38	1/4	AA -
Adapter für rechteckige Gehänge				
033732	5 - 7	13	10/40	AA -
033733	9	14,5	8/32	AA -
033734	15	17,5	6/24	AA -
033735	20	22	4/16	AA -
033736	25	25	4/16	AA -

Rotoren für 15-ml-Röhrchen, für Zentrifugen 5702/5702R/5702RH

- **Winkelrotor F-35-30-17 für 30 Röhrchen 15 ml**
- **RCF max : 2750 x g (4400 rpm)**
- **Jeder Rotor wird mit Stahlhülsen, Adaptern für 15-ml-Falcon-Röhrchen und Gummimatten für 15-ml-Röhrchen mit rundem Boden geliefert**



Art. Nr.	Anzahl Hülsen	Anzahl Falcon-Adapter	Anzahl Matten	CHF
033737	30	20	30	AA -
033738	10	10	10	AA -

Ersatzteile für Rotor F-35-30-17

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 10
033739	Ersatz-Stahlhülsen	AA -
033740	Ersatzadapter für 15-ml-Röhrchen (Typ Falcon)	AA -
033744	Ersatzpolster für 15-ml-Glasröhrchen	AA -

Ausschwingrotor A-8-17 für 8 Röhrchen 15 ml

- **RCF max : 2 800 x g (4 400 rpm)**
- **Wird ohne Adapter und Polster geliefert**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033741	Rotor A-8-17, 8 Stahlbuchsen, ohne Adapter oder Polster, 2.800 xg max	AA -

Ersatzteile für den freien Rotor A-8-17

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 8
033743	Adapter für 15-ml-Röhrchen Typ Falcon	AA -
033742	Ersatzpolster für 15-ml-Glasröhrchen	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com