Winkelrotor FA-45-20-17 für 20 Eppendorf-Röhrchen 5 ml für Zentrifugen 5804/R und 5810/R

- RCF max : 20 913 x g (13 1000 rpm)
- Quick Lock, Anti-Aerosol-Deckel mit Schnellverschluss
- Spezifische Adapter für die Verwendung anderer Röhrchentypen
- Software-Update zu machen



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035786	Rotor FA-45-20-17 für 20 Eppendorf 5 ml	AA -

Adapter

Art. Nr.	Röhrchentyp	Maße Röhrchen	Ø Adapter (mm)	VE	CHF/ VE
035788	Mikroröhrchen	1,5 bis 2 ml	-	4	AA -
035789	Kryoröhrchen	13 mm	-	4	AA -
035790	HPLC-Vials	12 x 32 mm	-	4	AA -

Anti-Aerosol-Winkelrotor FA-45-6-30 für 6 Röhrchen 15/50 ml für Zentrifugen 5804/R und 5810/R

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035689	Rotor FA-45-6-30, mit Aerosolschutzdeckel	AA -

- Für 6 Falcon® -Röhrchen 15/50 ml oder andere Röhrchen bis 50 ml
- QuickLock™ Aerosolschutzdeckel mit Schnellverschluss
- RCF max.: 16.639 g (11.000 rpm)
- Mit der Zentrifuge 5810R : RCF max. 20 130 g (12 100 rpm)
- Die Röhrchen sind um 45° geneigt , für kompakte Sockel am Boden der Rörchen, ohne Spuren an der Wand zu hinterlassen
- Leichteres Design für eine einfache Handhabung (3,2 kg inkl. Deckel)



Adapter für verschiedene Röhrchen

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	VE	CHF/ VE
035772	2,6 - 5	13	1/6	2	AA -
035771	8 - 14	13	1/6	2	AA -
035774	5,5 - 10	16	1/6	2	AA -
035773	7,5 - 12	16	1/6	2	AA -
933022	5 (Eppendorf)	17	1/6	2	AA -
035775	7 - 17	17,5	1/6	2	AA -
035690	15 (Typ Falcon)	17	1/6	2	AA -
035696	15 - 18	18	1/6	2	AA -
035697	20 - 30	26	1/6	2	AA -
035698	35	29	1/6	2	AA -

Winkelrotor F-35-48-17 für 15-ml-Röhrchen Typ Falcon für Zentrifugen 5804/R und 5810/R

- RCF max : 5050 g (5500 rpm)
- Software-Update zu machen



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035791	Rotor F-35-48-17 für 24 Röhrchen 15 ml	AA -
035792	Rotor F-35-48-17 für 48 Röhrchen 15 ml	AA -

Winkelrotor 6 x 85 ml F34-6-38 - für Zentrifugen 5804/R und 5810/R

- RCF max : 15500 x g (11000 rpm)
- Mit dem 5810R , RCF max : 18 500 xg (12 000 rpm)



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033245	Rotor 6 x 85 ml mit Deckel	AA -

Adapter für verschiedene Röhrchen

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	VE	CHF/ VE
033246	1,5 - 2	11	4/24	2	AA -
933059	2,6 - 5	13	3/18	2	AA -
933060	4 - 8	13	3/18	2	AA -
033247	4 - 10	16	2/12	2	AA -
933021	5 (Eppendorf)	17	1/6	2	AA -
033251	15 (Typ Falcon)	17	1/6	2	AA -
033248	15 - 18	18	1/6	2	AA -
033249	20 - 30	26	1/6	2	AA -
033250	50 (Typ Nalgene)	31	1/6	2	AA -
033252	50 (Typ Falcon)	31	1/6	2	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com