Abgewinkelte Rotoren für Mikroröhrchen für Zentrifugen 5804/R und 5810/R



- **Für Mikroröhrchen 1,5 und 2 ml**
- **Mit speziellen Adaptern für Röhrchen mit geringerem Volumen zu verwenden**

Art. Nr.	Bezeichnung	RCF max.	CHF
033253	Rotor F-45-30-11, für 30 Mikroröhrchen	20 800 xg	AA -
033254	Rotor FA-45-30-11, Anti-Aerosol, für 30 Mikroröhrchen	20 800 xg	AA -
035784	Rotor FA-45-48-11, Anti-Aerosol, für 48 Mikroröhrchen	19 803 xg	AA -

Adapter

Art. Nr.	Röhrchentyp	Röhrchenvol. (ml)	Ø Adapter (mm)	VE	CHF/ VE
033205	Röhrchen	0,4	6	6	AA -

Rotor F-45-48-PCR für PCR-Röhrchen



RCF max : 15 350 x g (12 000 rpm) für 6 Streifen à 8 oder 5 Röhrchen oder 48 0,2 ml PCR-Röhrchen.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033700	Rotor für PCR-Röhrchen	AA -

Trommelrotor T-60-11



RCF max : 16 400 x g (14 000 rpm). Um ein horizontales und kompaktes Bodenstück am Boden des Röhrchens zu erhalten. Mit 6 Adaptern zu ergänzen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
033259	Trommelrotor	1	AA -
033260	Block für 10 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2 ml	6	AA -
033261	Adapter für Mikroröhrchen 0,4 ml	6	AA -

Freier Rotor für Platten A-2-DWP - für Zentrifugen 5804/R und 5810/R



- **RCF max : 2250 x g (3700 rpm)**
- **Der Rotor enthält max. :**
  -2 x 5 Mikrotiterplatten
  -2 x 4 Zellkulturplatten
  -2 x 1 Deepwell-Platte oder Filterkit
- **Max. Ladehöhe : 89 mm**
- **Aerosolschutzdeckel und Rack zum einfachen Herausnehmen der Platten**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033258	Freier Rotor A-2-DWP, mit 2 Gehängen für Platten	AA -



Siehe auch: Adapter für Gehängeplatten Seite 1593

Anti-Aerosol-Freilaufrotor für A-2-DWP-AT-Platten - für Zentrifugen 5810 und 5810R



- **Der Rotor kann bis zu -2 x 5 Mikrotiterplatten -2 x 2 Zellkulturplatten -2 x 1 Deepwell-Platte und Filterkit aufnehmen**
- **Max. Ladehöhe : 89 mm / 67 mm mit Deckel**
- **Anti-Aerosol-Deckel**
- **FCR max.: 3.486 x g (4.500 rpm)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035693	Rotor A-2-DWP-AT für Deepwell-Platte mit Deckel	AA -