Ausschwingrotor 4 x 100 ml A-4-44 für Röhrchen und Fläschchen - für Zentrifugen 5804 und 5804R

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033228	Freier Rotor A-4-44, mit 4 rechteckigen Gehänge 100 ml	AA -
033229	Aerosolschutzkappen für rechteckige Gehänge 100 ml (2 Stück)	AA -
033244	Spezielle Rotorgehänge A-4-44 für 2 Röhrchen Typ Falcon 50 ml (4 Stück)	AA -
033980	Freier Rotor A-4-44, mit 4 Gehänge für 2 Röhrchen Typ Falcon 50 ml	AA -
033714	100 ml rechteckige Gehänge für Rotor A-4-44 (4 Stück)	AA -

Adapter für rechteckige Gehänge 100 ml

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	VE	CHF/ VE
033230	1,5 - 2	11	12/48	2	AA -
033231	1,2 - 5	11	14/56	2	AA -
033232	1,8 - 7	13	9/36	2	AA -
033233	3 - 15	16	7/28	2	AA -
033235	15 (Typ Falcon) und 5 (Eppendorf)	17	4/16	2	AA -
033234*	15 (Typ Falcon)	17	2/8	2	AA -
033236	7 - 17	17,5	6/24	2	AA -
033237	7 - 18	20	4/16	2	AA -
033238	18 - 30	26	2/8	2	AA -
033239	30 - 50 und 50 mit Rand (Typ Falcon)	31	1/4	2	AA -
033242	50 (Typ Falcon)	31	1/4	2	AA -
033241*	50 (Typ Falcon)	31	1/4	2	AA -
033240	50 - 75	35	1/4	2	AA -
033243	80 - 120	45	1/4	2	AA -

* ermöglicht die Verwendung von Anti-Aerosol-Kappen.

- **RCF max : 4500 x g (5000 rpm)**
- **Erhältlich im Paket mit den Zentrifugen 5804 und 5804R**
- **Anti-Aerosol-Kappen erhältlich**



Anmerkung: der Rotor A-4-44 kann mit 4 Gehänge 100 ml oder alternativ mit 4 Gehänge für Falcon-Röhrchen 50 ml ausgestattet werden. Zentrifugieren mit dem Rotor, der mit beiden Arten von Gehänge ausgestattet ist, ist nicht erlaubt.



Siehe unten: Adapter für Plattengehänge


Ausschwingrotor 4 x 250 ml A-4-62 für Röhrchen, Fläschchen und Platten für Zentrifuge 5810/R

- **RCF max : 3 220 x g (4 000 rpm) mit runden Gehänge und 2 750 x g (4 000 rpm) mit Plattengehänge**
- **Rotor mit 4 Gehänge 250 ml im Paket mit den Zentrifugen 5810 und 5810R erhältlich**
- **Aerosolschutzkappen erhältlich für rechteckige Gehänge**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033264	Freier Rotor A-4-62, mit 4 rechteckigen Gehänge 250 ml	AA -
033265	Aerosolschutzkappen für rechteckige Gehänge 250 ml (2 Stück)	AA -
033280	Freier Rotor A-4-62-MTP, mit 4 MTP-Gehänge für Platten	AA -
033713	Rechteckige 250-mL-Ersatzgehänge (4 Stück)	AA -
033281	MTP-Gehänge für Rotorplatten A-4-62 (4 Stück)	AA -

Anmerkung: der Rotor A-4-62 kann mit 4 Gehänge 100 ml oder alternativ mit 4 Gehänge für Platten ausgestattet werden. Zentrifugieren mit dem Rotor, der mit beiden Gehängearten ausgestattet ist, ist nicht erlaubt.





Adapter für rechteckige Gehänge 250 ml

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	Packungs-einheit	CHF
033267	1,5-2	11	16/64	2	AA -
033266	1,2 - 5	11	25/100	2	AA -
033268	1,8 - 7	13	15/60	2	AA -
033269	4 - 10	16	12/48	2	AA -
033271	7 - 17	17,5	12/48	2	AA -
033270	15 (Typ Falcon) und 5 (Eppendorf)	17	9/36	2	AA -
033272	7 - 18	20	8/32	2	AA -
033273	18 - 30	26	4/16	2	AA -
033274	30 - 50	31	4/16	2	AA -
033275	50 (Typ Falcon)	31	4/16	2	AA -
033277	50 (Typ Falcon)*	31	3/12	2	AA -
033276	50 - 75	35	2/8	2	AA -
033278	80 - 120	45	1/4	2	AA -
033279	175 - 225 (konisch) / flach 180 - 250 (flach)	62	1/4	2	AA -

*** ermöglicht die Verwendung von Anti-Aerosol-Kappen.**

Anti-Aerosol-Rotor für A-2-DWP-AT-Platten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035693	Rotor A-2-DWP-AT für Deepwell-Platte mit Deckel	AA -

Adapter für Plattengehänge

Für alle Gehänge der Eppendorf Platten mit freien Rotoren (außer den genannten Einschränkungen) : A2-DWP, A-2-DWP-AT, S-4-104, A-4-81 und A-4-62

Art. Nr.	Art des Verbrauchsmaterials	ø Röhrchen (mm)	Anz. pro Gehänge	Packungs-einheit	CHF
033885	Mikroröhrchen 0,5 ml *	8 mm	24	2	AA -
033886	Mikroröhrchen 1,5 -2 ml*	11 mm	24	2	AA -
033890	Objektträger	13 mm	12	2	AA -
033889	96-Well PCR-Platte	-	1	2	AA -
033888	384 Wells PCR-Platte P	-	1	2	AA -
033887	Zellkulturflaschen **	-	1	2	AA -

* Nur für Rotor S-4-104, A-4-81 mit Plattengehänge und A-2-DWP
** Nur für Rotor S-4-104, A-4-81 mit Plattengehänge

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com