Ausschwingrotor 4 x 250 ml S-4-72 für Röhrchen und Fläschchen - für Zentrifugen 5804 und 5804R



- **RCF max : 3234 x g (4200 rpm)**
- **Erhältlich im Paket mit den Zentrifugen 5804 und 5804R**
- **Software-Update zu machen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035759	Freier Rotor S-4-72, mit 4 runden Gehänge 250 ml	AA -

Adapter für runde Gehänge 250 ml

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	VE	CHF/ VE
035769	1,5 - 2	11	26/104	2	AA -
035765	2,6 - 8	13	14/56	2	AA -
035766	5,5 - 12	16	13/52	2	AA -
035767	7 - 17	17,5	12/48	2	AA -
035768	5 (Typ Eppendorf)	17	8/32	2	AA -
035761	15 (Typ Falcon)	17	8/32	2	AA -
035762	50 (Typ Falcon)	31	4/16	2	AA -
035763	50 Rand (Typ Falcon)	31	2/8	2	AA -
035764	175 - 225 (konisch) / flach 250 (flach)	62	1/4	2	AA -

Freier Rotor 4 x 500 ml A-4-81 für Röhrchen, Flaschen und Platten - für Zentrifugen 5810 und 5810R



- **RCF max : 3 220 x g (4 000 rpm) mit runden Gehänge und 2 900 x g (4 000 rpm) mit Plattengehänge**
- **Rotor mit 4 Gehänge 500 ml im Paket mit den Zentrifugen 5810 und 5810R erhältlich**
- **Aerosolschutzkappen erhältlich für rechteckige Gehänge**
- **Möglichkeit, gleichzeitig gemischte Ladungen von Platten und Röhrchen durchzuführen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033701	Freier Rotor A-4-81, mit 4 rechteckigen Gehänge 500 ml	AA -
033710	Aerosolschutzkappen für rechteckige Gehänge 500 ml (2 Stück)	AA -
033431	Freier Rotor A-4-81-MTP/Flex, mit 4 MTP/Flex-Plattengehänge	AA -
033882	Freier Rotor A-4-81, ohne Gehänge	AA -
033702	Rechteckige 500-ml-Ersatzgehänge (4 Stück)	AA -
035692	Spezialgehänge für 7 Röhrchen mit konischem Boden 50 ml (4 Stück)	AA -
033883	MTP/Flex-Gehänge für Mikroplatten (4 Stück)	AA -
033884	MTP/Flex-Gehänge für Mikroplatten (2 Stück)	AA -

Adapter für rechteckige Gehänge 500 ml

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	VE	CHF/ VE
035688	1,5 - 2	11	20/80	2	AA -
933065	1,2 - 5	11	20/80	2	AA -
033705	1,8 - 7	13	25/100	2	AA -
035704	2,6 - 7	13	18/72	2	AA -
933207	4 - 10	16	16/64	2	AA -
033706	7 - 17	17,5	16/64	2	AA -
033707	15 (Typ Falcon) und 5 (Eppendorf)	17	12/48	2	AA -
033708	50 (Typ Falcon)	31	5/20	2	AA -
033987	50 Rand (Typ Falcon) und Centriprep	31	5/20	2	AA -
033350	175 - 225 (konisch) / flach 250 (flach)	61	1/4	2	AA -
033709	400 (Eppendorf)	81	1/4	2	AA -

Weiteres Zubehör für A-4-81

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033712	400 ml Rundflaschen aus Polypropylen mit weitem Hals (2 Stück)	AA -
035699	500 ml Vierkantflaschen aus Polypropylen mit weitem Hals (2 Stück)	AA -
035691	Einsätze für Spezialgehänge 7 x 50 ml für 1 Röhrchen 15 ml Typ Falcon (7 Stück)	AA -



Siehe auch: Adapter für Gehängeplatten Seite 1593