Freier Rotor 4 x 750 ml S-4-104 für Röhrchen, Flaschen und Platten - für Zentrifugen 5810 und 5810R

- **RCF max : 2.568 x g (3.900 rpm) mit runden Gehänge und 2.619 x g (3.900 rpm) mit Plattengehänge**
- **Rotor mit 4 Gehänge 750 ml, erhältlich im Paket mit den Zentrifugen 5810 und 5810R**
- **Aerosolschutzkappen erhältlich für runde Gehänge und für Plattengehänge**
- **Möglichkeit, gleichzeitig gemischte Ladungen von Platten und Röhrchen durchzuführen**
- **Software-Update zu machen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035776	Freier Rotor S-4-104, mit 4 runden Gehänge à 750 ml	**AA -**
035781	Aerosolschutzkappen für runde Gehänge 750 ml (2 Stück)	**AA -**
035783	Freier Rotor S-4-104, mit 4 DWP-Gehänge für Platten	**AA -**
035782	Aerosoldeckel für DWP-Gehänge (Rotor S-4-104) (2 Stück)	**AA -**
933062	Freier Rotor S-4-104, ohne Gehänge	**AA -**
035777	750 mL runde Gehänge für Rotor S-4-104 (4 Stück)	**AA -**
035778	750 mL runde Gehänge für Rotor S-4-104 (2 Stück)	**AA -**
035779	DWP-Gehänge für Rotorplatten S-4-104 (4 Stück)	**AA -**
035780	DWP-Gehänge für Rotorplatten S-4-104 (2 Stück)	**AA -**



Freier Rotor S-4-104



Freier Rotor S-4-104, mit 4 DWP-Gehänge für Platten



Freier Rotor S-4-104
mit 4 runden Gehänge 750 ml

Adapter für runde Gehänge 750 ml

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	VE	CHF/ VE
035799	1,5 - 2	11	50/200	2	**AA -**
035797	2,6 - 8	13	23/92	2	**AA -**
035796	5,5 - 12	16	20/80	2	**AA -**
035802	7 - 17	17,5	20/80	2	**AA -**
035798	5 (Eppendorf)	17	14/56	2	**AA -**
035795	15 (Typ Falcon)	17	14/56	2	**AA -**
035794	50 (Typ Falcon)	31	7/28	2	**AA -**
035793	50 Rand (Typ Falcon)	31	5/20	2	**AA -**
035801	175-225 (konisch) / flach 250 (flach)	62	1/4	2	**AA -**
933030	500 (Eppendorf)	98	1/4	2	**AA -**
035803	750 (Eppendorf)	104	1/4	2	**AA -**

Weiteres Zubehör für S-4-104

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035699	500-ml-Vierkantflasche aus Polypropylen mit weitem Hals (2 Stück)	**AA -**
035770	750-ml-Rundflasche aus Polypropylen mit weitem Hals (2 Stück)	**AA -**

