Labortisch-Zentrifugen 5910Ri

eppendorf

NEU



- **Gekühlt, Temperatur von -11 °C bis +40 °C**
- **Touchscreen**
- **Favoritenfunktionen auf dem Startbildschirm verfügbar**
- **Wiegerotor mit einem Volumen von 1000 ml**
- **Volumen des Winkelrotors 250 ml**
- **Weniger Lärm, für eine bessere Arbeitsumgebung**
- **Automatische Rotorerkennung**
- **GLP: Allgemeines Laborprodukt, für Forschung (keine Humandiagnose)**

RCF max mit Festwinkelrotor (g)	22132
RCF max mit Pod-Rotor (g)	5263
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 14000
Beschleunigung und Abbremsneigung	10/10
Anzahl Programme	99
Timer	10 Sek. bis 99h59min, kontinuierlich
Geräuschpegel (dB(A))	Festrotor FA-6x50 ‹ 59
Gewicht (kg)	109
Maße B x T x H)(cm)	72 x 68 x 37
Stromversorgung	230 V, 50-60 Hz
Bezeichnung	**Art. Nr. GLP**
5910Ri ohne Rotor	**934584**
CHF	**AA -**
5910Ri mit S-4x750 Rotor, 4 Rundbechern und Adaptern für 5, 15 und 50 ml Röhrchen	**934591**
CHF	**AA -**
5910Ri mit S-4xUniversalrotor, 4 Universalträgern und Adaptern für 5, 15 und 50 ml Röhrchen und Platten	**934582**
CHF	**AA -**
5910Ri mit S-4xUniversalrotor, 4 Universalträgern und Adaptern für 5, 15 und 50 ml Röhrchen, 175-250 ml Röhrchen und Platten	**-**
CHF	**-**
5910Ri mit S-4xUniversalrotor, 4 Universalträgern und Adaptern für 5, 15 und 50 ml Röhrchen, 175-250 ml und 1000 ml Röhrchen und Platten	**934592**
CHF	**AA -**
5910Ri mit FA-6x50 Rotor für 6 x 50 ml Röhrchen	**934586**
CHF	**AA -**

Freilaufender Rotor S-4x400 und Adapter für Zentrifuge 5910 Ri



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934087	Rotor S-4x400 mit 4 runden Gehänge	**AA -**
934095	Aerosolschutzkappen (2 Stück)	**AA -**

Adapter für Gehänge S-4X400

Art. Nr.	Röhrchenvol. (ml)	Bohrung-Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter/ pro Rotor	VE	CHF / VE
934100	1 Flasche 175 - 250 ml	62	1/4	2	**AA -**
934098	15 Röhrchen 4 - 8 ml	13	16/60	2	**AA -**
934105	17 Röhrchen 12 x 75 mm	12	17/68	2	**AA -**
934102	26 Röhrchen 1,5 ml/ 2 ml	11	26/104	2	**AA -**
934096	4 konische 50 ml Röhrchen	29	4/16	2	**AA -**
934097	7 Eppendorf-Röhrchen 5 ml und 15 ml konisch	17	7/28	2	**AA -**
934103	8 Röhrchen 9 ml	17,5	8/32	2	**AA -**