Mikrozentrifugen Thermo Pico und Fresco

- **Perfekte Zentrifugen für alle modernen molekularbiologischen Anwendungen in PCR-Röhrchen von 0,2 bis 5 ml**
- **Leistung bis zu 21.100 g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung**
- **Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugen-Rotoren, um die ideale Einstellung für Ihre Anwendung zu finden**
- **Bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit mit Rotoren aus leichtem Polymer**
- **Ergonomisches Öffnen und Schließen des Rotors mit einem Klick und transparentes Design**
- **Vereinfachen Sie die Bedienung mit intuitiven Bedienelementen, leicht ablesbares Display und einem schnellen One-Click-Verschluss des Zentrifugendeckels**
- **Langlebig und leicht zu reinigen und zu warten**
- **Leise für eine sichere Umgebung**

75002410



75002415



Modell	Pico 17	Fresco 17	Pico 21	Fresco 21
Maximale Kapazität	24 Mikroröhrchen 2 ml		24 Mikroröhrchen 2 ml	
Geschwindigkeit (rpm)	13300		14800	
RCF-Beschleunigung (g)	17000		21100	
Temperatur	-9 °C bis +40 °C			
Timer	1 min - 99 min + HOLD-Modus			
Beschleunigungszeit (Sek.)	11	10	11	10
Verzögerungszeit (Sek.)	12			
Geräuschpegel (dBA)	56	50	56	50
Pico 17/21 - B x T x H (mm)	243 x 352 x 225			
Fresco 17/21 - B x T x H (mm)	295 x 445 x 330			
Art. Nr. mit Rotor 24 x 1,5/2 ml	**75002410**	**75002420**	**75002415**	**75002425**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078847	Rotor für 24 Röhrchen 1,5/2,0 ml mit Deckel CLICKSEAL BIO-CONTAINMENT	**AA -**
262275	Adapter für 0,5/0,6 ml Röhrchen 24er-Set	**AA -**
262276	Adapter für 0,25/0,4 ml Röhrchen 24er-Set	**AA -**
262277	Adapter für 0,2 ml PCR-Röhrchen 24er-Set	**AA -**
078852	Dualrotor für Röhrchen 18 x 2,0/0,5 ml	**AA -**
078849	Rotor für 36 0,5 ml Röhrchen mit Schraubdeckel	**AA -**
262278	Rotor 10 x 5 ml mit wasserdichtem Deckel	**AA -**
078850	Rotor für 8 x 8 PCR-Röhrchen mit Schraubdeckel	**AA -**
078851	Rotor für 4 x 8 PCR-Röhrchen mit Deckel CLICKSEAL BIO-CONTAINMENT	**AA -**
078848	Rotor für IEC MICROCL 17/17R	**AA -**
262298	Kapillaren Set mit 100	**AA -**
262300	Lineare Skala	**AA -**
078853	Deckel CLICKSEAL BIO-CONTAINMENT	**AA -**
262699	Dichtungssatz Rotor 078847	**AA -**
078854	Schraubdeckel	**AA -**



078849



078850



078851



Geben Sie die Artikelnummer auf milian.com ein, um das gesamte Sortiment an Zubehör zu finden.