Freier Rotor TX-1000 für Röhrchen, Flaschen und Platten - für ST4- und X4-Zentrifugen

228551



- **RCF max : 4122 x g (4200 rpm)**
- **Erhältlich im Set mit den Zentrifugen X4 Pro und ST4 Plus**
- **Anti-Aerosol-Kappen erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
228551	Freier Rotor TX-1000	**AA -**
228552	Satz von 4 Gehänge für TX-1000-Rotor	**AA -**
228553	Satz von 4 wasserdichten Deckeln für TX-1000 Gehänge	**AA -**
75007001	Ersatzdichtungen	**AA -**
Rotoren- und Adapter-Set		
229151	Rotor TX-1000 + Adapter Röhrchen 15 ml und 50 ml	**AA -**
229150	Rotor TX-1000 + Mikroplatten-Adapter	**AA -**

Adapter

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
228555	1000 ml	126	1/4	**AA -**
228559	750 ml	98	1/4	**AA -**
228557	500 ml (Typ Nalgene)	70	1/4	**AA -**
228558	500 ml (Typ Corning)	98	1/4	**AA -**
228561	250 ml (Typ Corning), 200 ml (Typ Nunc) und 175 ml (Typ Nalgene)	62	1/4	**AA -**
228560	250 ml (Typ Nalgene), 225 ml (Typ Falcon), 200 ml (Typ Nunc)	62	2/8	**AA -**
078743	50 ml (konisch)	30	10/40	**AA -**
75004255	50 ml (Konisch Double Containment)	30	10/20	**AA -**
228562	50 ml (Typ Nalgene Oak)	29,5	12/48	**AA -**
228564	15 ml (konisch)	17,5	24/96	**AA -**
228556	Mikroplatten	-	6/24 standard oder 2/8 deep-well	**AA -**
228565	< 350 ml	-	2/8 Beutel	**AA -**

Freier Rotor TX-750 für Röhrchen, Flaschen und Platten - für ST4- und X4-Zentrifugen

078705B



- **RCF max : 4816 x g (4700 rpm)**
- **Erhältlich im Set mit den Zentrifugen X4 Pro und ST4 Plus**
- **Anti-Aerosol-Kappen erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078705B	Rotor TX-750	**AA -**
078706	Satz mit 4 Gehänge für TX-750-Rotor	**AA -**
078707	Satz von 4 wasserdichten Deckeln für TX-750 Gehänge	**AA -**
078708	Ersatzdichtungen	**AA -**
228533	Mikrotiterplatten-Gehänge für Roto TX-750 x2	**AA -**
078712	Mikrotiterplattenhalter und Fläschchen T-75 x4	**AA -**
Rotoren- und Adapter-Set		
229156	Rotor TX-750 + Adapter Röhrchen 15 ml und 50 ml	**AA -**

Adapter

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
262302	250 ml (Typ Corning)	62,5	1/4	**AA -**
078770	250 ml (Typ Nalgene, Falcon oder Nunc)	62,5	1/4	**AA -**
078771	100 ml (Runder Boden)	45	2/8	**AA -**
078720	50 ml (Konischer Boden)	30	7/28	**AA -**
262303	50 ml (Konisch oder Rand)	30	5/20	**AA -**
078773	50 ml (Nalgene Oak Rundboden)	29,5	7/28	**AA -**
078774	25 ml (Sterilin universal)	25,5	7/28	**AA -**
078721	15 ml (konisch)	17	14/56	**AA -**
078776	15 ml (Blood collection 17 x 125 mm)	17	21/84	**AA -**
078775	14 ml (konisch oder rund)	18	12/48	**AA -**
078777	7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm)	13	27/108	**AA -**
078778	5 ml (RIA / Blood collection rund)	13	37/148	**AA -**
078779	7 ml (Round bottom)	13	37/148	**AA -**
078780	2 ml (Mikroröhrchen)	11	48/192	**AA -**
078829	T-75 Nunc	-	4 x T-75	**AA -**
078830	T-25 nunc	-	8 x T-25	**AA -**