TX-400 Freier Rotor für Röhrchen und Flaschen - für ST1- und X1-Zentrifugen



- **RCF max : 4696 x g (5000 rpm)**
- **Anti-Aerosol-Kappen erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078719B	Freier Rotor TX-400	**AA -**
078725	Satz von 4 Gehänge für TX-400-Rotor	**AA -**
078726	Satz von 4 wasserdichten Deckeln für TX-400 Gehänge	**AA -**
078727	Ersatzdichtungen	**AA -**
Rotoren- und Adapter-Set		
229154	Rotor TX-400 + Adapter Röhrchen 15 ml und 50 ml	**AA -**

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
078796	250 ml (Typ Nalgene)	62	1/4	**AA -**
078769	100 ml (Runder Boden)	45	1/4	**AA -**
078768	50 ml (DIN Rundboden)	34,5	3/12	**AA -**
078800	50 ml (Typ Nalgene oak)	29,5	4/16	**AA -**
078750	50 ml (Konischer Boden)	30	4/16	**AA -**
078765	30 ml (DIN Rundboden / Flachboden)	25,5	5/20	**AA -**
078767	30 ml (Sterilin universal)	25	3/12	**AA -**
078749	15 ml (Konischer Boden)	17	9/36	**AA -**
078798	15 ml (Blood collection 17 x 125 mm)	17	4/16	**AA -**
078766	15 ml (Typ Sarstedt)	17	10/40	**AA -**
078799	14 ml (runder oder konischer Boden)	17	7/28	**AA -**
078748	15 ml (Blood collection 16 x 100 mm)	16	14/56	**AA -**
078747	7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm)	13	19/76	**AA -**
262304	6 ml (Typ Greiner)	13	16/64	**AA -**
078797	3 ml (RIA/Rundboden)	11	19/76	**AA -**
078762	2 ml (Mikroröhrchen)	11	34/136	**AA -**

Freier Rotor TX-200 für Röhrchen - für ZentrifugeST1- und X1



078728

- **RCF max : 5580 x g (5500 rpm)**
- **Anti-Aerosol-Kappen erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078728	Freier Rotor TX-200	**AA -**
078729	Satz von 4 Gehänge für TX-200-Rotor	**AA -**
078730	Satz von 4 wasserdichten Deckeln für TX-200 Gehänge	**AA -**
078753	Ersatzdichtungen	**AA -**
Rotoren- und Adapter-Set		
229152	Rotor TX-200 + Adapter Röhrchen 15 ml und 50 ml	**AA -**

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
078802	100 ml (Runder Boden)	48	1/4	**AA -**
078803	50 ml (DIN Runder Boden)	48	1/4	**AA -**
078816	50 ml (Runder Boden)	35	1/4	**AA -**
078804	50 ml (Konisch oder Rand)	32	1/4	**AA -**
078805	30 ml (Sterilin universal)	26	1/4	**AA -**
078806	25 ml (DIN Boden rund/flach)	25	2/8	**AA -**
078807	20 ml (Runder Boden)	22	3/12	**AA -**
078794	15 ml (Konischer Boden)	17	5/20	**AA -**
078810	15 ml (Blood collection)	17	4/16	**AA -**
078808	14 ml (Konischer Boden)	17	2/8	**AA -**
078809	10 ml (Blood collection 16 x 100 mm) oder 15 ml (Typ Corex/Kimble)	17	7/28	**AA -**
078795	7 ml (Blood collection (13 x 75-100 mm))	13	8/32	**AA -**
078811	7 ml (Runder Boden)	13	9/36	**AA -**
078812	5 ml (RIA oder runder Boden)	12	12/48	**AA -**
078813	2 ml (Mikroröhrchen)	11	12/48	**AA -**