Rotor BIOShield 720 für Röhrchen- für Zentrifugen ST1- und X1

- **RCF max : 7188 x g (6300 rpm)**
- **Inklusive Anti-Aerosol-Kappe**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
228569	Rotor BIOShield 720	**AA -**
078758	Satz von 4 Flaschenadaptern 180 ml	**AA -**

228569



Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
078814	150 ml (Runder Boden)	50	1/4	**AA -**
078815	100 ml (Runder Boden)	44	1/4	**AA -**
078745	50 ml (Konischer Boden)	30	2/8	**AA -**
078817	50 ml (DIN Runder Boden)	34	2/8	**AA -**
078819	25 ml (Universell)	26	4/16	**AA -**
078818	25 ml (DIN Runder Boden)	25	5/20	**AA -**
078746	15 ml (Konischer Boden)	17	6/24	**AA -**
078820	15 ml (Typ Sarstedt)	17	11/44	**AA -**
078763	10 ml (Blood collection 16 x 100 mm)	17	12/48	**AA -**
078821	7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm)	13	12/48	**AA -**
078822	7 ml (Runder Boden)	13	20/80	**AA -**
078823	2 ml (Mikroröhrchen)	11	40/160	**AA -**

Rotor M-20 für Platten - für Zentrifugen ST1, X1,ST4 und X4

- **RCF max : 2272 x g (4000 rpm)**
- **Anti-Aerosol-Kappen erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078716	Mikroplatten-Rotor M-20	**AA -**
078717	Satz von 2 Gehänge	**AA -**
078693	Satz von 2 Ersatzdeckeln	**AA -**

078716




H-Flex 1 Rotor für Röhrchen und Platten - für ST1- und X1 Zentrifugen

- **RCF max : 4297 x g (4700 rpm)**
- **Anti-Aerosol-Kappe**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262977	Rotor H-Flex 1	**AA -**
262978	Satz von 2 Gehänge	**AA -**
262979	Satz von 2 Deckeln	**AA -**
262980	Ersatzdichtungen	**AA -**

262977



Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
262982	50 ml (Konischer Boden)	30	8/16	**AA -**
262981	15 ml (Konischer Boden)	17	18/36	**AA -**
262984	15 ml (Blood collection 16 x 100 mm)	16	33/66	**AA -**
262985	7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm)	13	42/84	**AA -**
262983	Mikroplatten	-	-	**AA -**
262986	Adapter für Centrilab oder 400-ml-Flasche	-	-	**AA -**

Rotor Fiberlite F14S-6 für Röhrchen und Fläschchen - für X4 Zentrifuge

- **RCF max : 18533 x g (11000 rpm)**
- **Anti-Aerosol-Kappe**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078732	Rotor Kohlefaser F14 S, 6 x 250	**AA -**
299246	Ersatzdichtungen	**AA -**

078732



Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
078831	50 ml (Konischer Boden)	30	6	**AA -**
228685	15 ml (Konischer Boden)	17	30	**AA -**
078690	10 ml (Runder Boden)	17	42	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com