Fiberlite-Rotor F15-6 x 100 für Röhrchen - für Zentrifugen ST1, X1,ST4 und X4



078760

- RCF max : 24652 x g (15000 rpm)
- Anti-Aerosol-Kappe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078760	Rotor Kohlefaser F15, 6 x 100	AA -
262305	Ersatzdichtungen	AA -
299249	Rotor Kohlefaser F10, 6 x 1000	AA -
021-06935	Ersatzdichtungen	AA -

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
078700	50 ml (Typ Nalgene Oak)	29,5	6	AA -
078701	50 ml (Konischer Boden)	30	6	AA -
078698	38 ml (Runder Boden)	26	6	AA -
078835	16 ml (Typ Nalgene Oak)	18	6	AA -
078699	15 ml (Konischer Boden)	17	6	AA -
078697	12 ml (runder Boden)	17	12	AA -
078696	6,5 ml (Runder Boden)	13	12	AA -
078695	2 ml (Mikroröhrchen)	11	24	AA -

Fiberlite-Rotor F13S für Röhrchen - für Zentrifuge X1 und X4



078731

- RCF max : 17105 x g (10000 rpm)
- Anti-Aerosol-Kappe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078731	Rotor Kohlefaser F13S 14 x 50	AA -
299247	Ersatzdichtungen	AA -

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
262315	50 ml (Typ Nalgene Oak)	29,5	14	AA -
262306	30 ml (Typ Nalgene Oak)	26	14	AA -
078832	15 ml (Typ Corning)	17	14	AA -
228728	15 ml (Typ Nunc)	17	14	AA -

Rotor Fiberlite F15-8 x 50 ml für Röhrchen - für Zentrifugen X1 und X4



- RCF max : 24446 x g (14500 rpm)
- Anti-Aerosol-Kappe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078733	Rotor Kohlefaser F15 8 x 50	AA -

Art. Nr.	Röhrchen Volumen (ml)	Bohrung Ø (mm)	Röhrchen pro Adapter / pro Rotor	CHF
262315	50 ml (Typ Nalgene Oak)	29	8	AA -
262306	30 ml (Typ Nalgene Oak)	26	8	AA -
078832	15 ml (Typ Corning)	17	8	AA -
228728	15 ml (Typ Nunc)	17	8	AA -