Handzentrifuge

- **Kompakt und transportierbar**
- **Ist praktisch wartungsfrei**
- **Selbstschmierender Mechanismus**
- **Rotor mit 4 Plätze für konische Röhrchen und Röhrchen mit rundem Boden**
- **Wird ohne Rotor geliefert (muss separat bestellt werden)**

Max. Kapazität	4 x 15 ml
RPM / ACR max Freier Winkel 50°	3.000/1.076
RPM / ACR max Freier Winkel 90°	3.000/1.300
Maße (H x L x T)	285 x 140 x 175 mm
Gewicht (kg)	0,9
Art.Nr.	**472074**
CHF	**AA -**

Rotoren

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472075	Rotor 90 ° für Röhrchen mit konischem Boden	**AA -**
472085	Rotor 50 ° für Röhrchen mit konischem Boden oder rund	**AA -**



Mit Rotor 50 °



Mit Rotor 90 °

Kleine Zentrifuge EBA 270

- **Ausgestattet mit einem freilaufenden Rotor**
- **Zum Zentrifugieren von Blutentnahme- und Urinröhrchen mit einem Volumen von bis zu 15 ml**
- **Anpassbare Zentrifugiergeschwindigkeit und -dauer**
- **„Pulse“ Taste ermöglicht kurzzeitige Zentrifugationen**
- **Ausgestattet mit Deckelverriegelung und Halten in geschlossener Position, Stopp bei Unwucht, Metalldeckelverriegelung und Notentriegelung**
- **Geliefert mit 1 Rotor 6 Gehänge à 15 ml, inklusive Reduzierstück**

Maximale Kapazität	6 x 15 ml
Geschwindigkeit (rpm)	4000
RCF-Beschleunigung (g)	2254
Timer	1 Sek. - 99 Min. / kontinuierlich / Kurzzeitzyklus (Pulse-Taste)
Anzahl Rotoren	1 Rotor 6 x 15 ml inklusive
Display	Digital
Tastaturtyp	Touch
L x T x H (mm)	239 x 326 x 389
Gewicht (kg)	13
Art. Nr. mit Rotor	**472630**
CHF	**AA -**



Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um unsere Reinigungstipps für Hettich Zentrifugen und Zubehör zu finden



Kleine Zentrifugen EBA 200 / 200 S

- **Ideal für kleine Probenmengen**
- **Winkelrotor mit 8 Plätzen**
- **Röhrchen bis zu 15 ml**

Modell	**EBA 200**	**EBA 200 S**
Maximale Kapazität	8 x 15 ml	
Geschwindigkeit (rpm)	6000	8000
RCF-Beschleunigung (g)	3461	6153
Timer	99 Minuten	
Anzahl Rotoren	1 Rotor 8 x 15 ml inklusive	
Display	Digital	
Anzahl Programme	0	
L x T x H (mm)	262 x 352 x 228	
Gewicht (kg)	8	10
Art. Nr. mit Rotor	**472716**	**472715**
CHF	**AA -**	**AA -**



Adapter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472838	Adapter für 1,5 und 2,0 ml Mikroröhrchen (zu 8)	**AA -**
472617	Adapter für 10 x 88 mm Röhrchen	**AA -**
472086	Adapter für 12 x 72-82 mm Röhrchen	**AA -**
472088	Adapter für 13 x 100 mm Röhrchen	**AA -**