Tischzentrifugen ROTINA 420 / 420 R

- **Erhältlich in nicht gekühlter und gekühlter Version**
- **Neueste Technologie für einen leisen Betrieb**
- **Eigene Fehlerdiagnose**
- **Maximale Kapazität:**
  - **4 x 60 ml**
  - **52 konische 15-ml-Röhrchen mit Schraubverschluss**
  - **84-104 Blutentnahmeröhrchen**
  - **16 Mikrotiterplatten**

Modell	ROTINA 420 klassisch	ROTINA 420 R gekühlt
Maximale Kapazität	4 x 600 ml	
Geschwindigkeit (rpm)	15000	
RCF-Beschleunigung (g)	24400	
Temperatur	-	-20 bis +40 °C
Timer	99 Stunden 59 Minuten	
Anzahl Rotoren	8 nicht enthalten	
Anzahl Programme	98	
L x T x H (mm)	506 x 650 x 423	713 x 654 x 423
Gewicht (kg)	75	108
Art.Nr.	**472456**	**472458**
CHF	**AA -**	**AA -**

Ideal für große Mengen.



Adapter für Gehänge

Art. Nr.	Für Röhrchen Vol. (ml)	Für Röhrchen-ø (mm)	Anz. Röhrchen/ Gehänge	Anzahl Röhrchen /Rotor	CHF
Für Rotor 472497					
472609	15	17	7	28	**AA -**
472605	25	24	3	30	**AA -**
472604	10	16	8	30	**AA -**
472606	50	29	4	30	**AA -**
472607	85 - 94	38	4	30	**AA -**
Für Rotor 472496					
472178	1,5 - 3	10 - 11	4	24	**AA -**
472180	15	17	1	6	**AA -**
472176	25 - 30	24 - 26	1	6	**AA -**
472190	50 - 75	34 - 35	1	6	**AA -**
472191	15 (Typ Falcon)	17	1	6	**AA -**
472183	50 (Typ Falcon)	29	1	6	**AA -**
472177	10 (Typ Falcon)	16	2	12	**AA -**
472175	50	29	1	6	**AA -**
Für Rotor 472476					
472138	5	12	4	32	**AA -**
472141	5	12	17	136	**AA -**
472139	5	12	4	32	**AA -**
472277	9	14	10	80	**AA -**
472137	15	17	4	32	**AA -**
472128	20	21	2	16	**AA -**
472127	45	31	1	8	**AA -**
472280	50 (Typ Falcon)	34	1	8	**AA -**
472278	15 (Typ Falcon)	17	3	24	**AA -**
472279	50 (Typ Falcon)	29	1	8	**AA -**
472228	Gehänge für Zytologiezubehör				**AA -**
472254	Zytologie-Gehänge für vertikale Kammern				**AA -**
Für Rotor 472495					
472314	0,2 - 0,4	6	1	30	**AA -**
472313	0,5 - 0,8	8	1	30	**AA -**
472315	1,5 - 2	11	1	30	**AA -**
Für Rotor 472787					
472454	NC	NC	NC	NC	**AA -**



Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um unsere Reinigungstipps für Hettich Zentrifugen und Zubehör zu finden

Rotoren

Modell	4728	4784-A	4753	4758	4790A	4760	4795	4794
Typ	Frei für Mikroplatten	Frei	Frei	Frei	Winkel + Deckel	Mit Winkel für PCR-Streifen	Winkel	Winkel
Anz Plätze	2	4	4	8	-	-	-	-
Kapazität		-	-	-	30 x 0,2-2 ml	6 x 0,2 ml	4 x 15-250 ml	6 x 1,5-10 ml
Geschwindigkeit max. (rpm)	5100	4800	4000	3800	15000	14000	9500	11000
G max.	3926	4740	3095	2906	24400	18845	12007	16504
Art. Nr.	**472787**	**472460B**	**472474**	**472476**	**472495**	**472477**	**472497**	**472496**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Gehänge (ohne Adapter) rechteckig und zylindrisch

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472752	Zylindrische Gehänge einzeln für Rotor 472460B	**AA -**
472751	Zylindrische Gehänge für Rotor 472460B mit Deckel Einhandverschluss	**AA -**
472786	Gehänge für Mikrotiterplatte für Rotor 472787	**AA -**
472472B	Gehänge für Mikrotiterplatte für Rotor 472460B	**AA -**
472136	Rechteckige Gehänge einzeln für Rotor 472476	**AA -**

Adapter für Gehänge ohne Adapter

Art. Nr.	Für Röhrchen Vol. (ml)	Für Röhrchen-ø (mm)	Anz. Röhrchen/ Adapter	Anzahl der Röhrchen/Rotor	CHF
Für rechteckige Gehänge 472136					
472579	1,5 - 2	11	9	72	**AA -**
472133	1	6	30	240	**AA -**
472121	3	10	12	96	**AA -**
472120	4	12	12	96	**AA -**
Für zylindrische Gehänge 472752 und 472751					
472490	1,5 - 2	11	24	96	**AA -**
472478	1,1 - 5	8 - 11	35	140	**AA -**
472479	4 - 7	12	26	104	**AA -**
472480	4 - 15	15 - 17	18	72	**AA -**
472481	25-30 (Typ Falcon)	25	7	28	**AA -**
472482	50 - 75	34 -35	4	16	**AA -**
472483	85 - 100	38 - 40	3	12	**AA -**
472484	100	44	2	8	**AA -**
472485	250	65	1	4	**AA -**
472492	1,6 - 5	11 - 13	21	84	**AA -**
472486	15 (Typ Falcon)	17	13	52	**AA -**
472487	50 (Typ Falcon)	29	5	20	**AA -**
472491	12	17	15	60	**AA -**
472493	175[1]	61	1	4	**AA -**
472494	175 - 225[1]	60 - 62	1	4	**AA -**
472488	250 (Flasche)	61	1	4	**AA -**
472489	400	81 - 84	1	4	**AA -**

[1] Für konisches Röhrchen Typ Falcon

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com