Tischzentrifugen ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF



472584

WEB

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um unsere Reinigungstipps für Hettich Zentrifugen und Zubehör zu finden

Zentrifugen ROTANTA 460 und ROTANTA 460 R

- **Erhältlich in nicht gekühlter und gekühlter Version**
- **Zentrifugieren bei einer Mindestgeschwindigkeit von 50 rpm**
- **Ständig angezeigte Infos über die Beschleunigungs- und Bremsrampen**
- **Zubehör für spezielle Anwendungen :**
  - **für Blutbeutel**
  - **für zytologische Vorbereitungen**
  - **für Platten**
  - **für Chrombad- und Schlenk-Röhrchen**
  - **für Qiagen-Kit**

Modell	ROTANTA 460 classic	ROTANTA 460 R Kühlend
Maximale Kapazität	4 x 750 ml	
Geschwindigkeit (rpm)	15000	
RCF-Beschleunigung (g)	24400	
Temperatur	-	-20 bis +40 °C
Timer	99 Stunden 59 Minuten	
Anzahl Rotoren	10 nicht enthalten	
Anzahl Programme	89	
L x T x H (mm)	554 x 707 x 453	770 x 707 x 453
Art. Nr.	**472584**	**472588**
CHF	**AA -**	**AA -**

Geschwindigkeitskonfiguration für 2 Mikroplatten

Geschwindigkeit 6446 g. 2-Positionen-Rotor für Deepwell-Platten, Filterplatten von Purification Kits, PCR-Platten und Mikrotiterplatten.

Art. Nr.	Konfiguration Inhalt	CHF
472588	Zentrifugen ROTANTA 460R	**AA -**
472454	Einsatz für Gehänge 4623/4623R/5628	**AA -**
472202	Halter für PCR-Platte mit 96 Wells	**AA -**

Konfiguration für 4 Mikroplatten

Geschwindigkeit 4211 g. 4-Positionen-Rotor für Deepwell-Platten, Filterplatten von Purification Kits, PCR-Platten.

Art. Nr.	Konfiguration Inhalt	CHF
472588	Zentrifugen ROTANTA 460R	**AA -**
472797	Freier Rotor 4 Plätze ohne Gehänge	**AA -**
472600	Rechteckige Gehänge für Rotor 5624	**AA -**
472454	Einsatz für Gehänge 4623/4623R/5628	**AA -**

Zentrifugen ROTANTA 460 RC und ROTENTA 460 RF

- **460 RC: auf Rollen**
- **460 RF: auf Füßen**
- **Gekühlt**

Modell	ROTANTA 460 RC gekühlt	ROTANTA 460 RF gekühlt
Maximale Kapazität	4 x 750 ml	
Geschwindigkeit (rpm)	15000	
RCF-Beschleunigung (g)	24400	
Temperatur	-20 bis +40 °C	
Timer	99 Stunden 59 Minuten	
Anzahl Rotoren	10 nicht enthalten	
h T x P (mm)	683 x 554 x 697	961 x 554 x 697
Art. Nr.	**472498**	**472629**
CHF	**AA -**	**AA -**

Rotoren

Modell	5699-R	5694	4446	4489	5615	5645	4474	5616	4619	5654
Typ	Frei	Frei	Frei	Winkel	Winkel	Winkel	Frei	Winkel	Frei	Frei
Anzahl Plätze	4	4	6	+ wasserdichter Deckel	+ wasserdichter Deckel	+ wasserdichter Deckel	4 für ASTM	Für Schlenk Röhrchen	Chrombad Röhrchen	4 Zweige
Kapazität	-	-	-	30 x 0,2-2 ml	6 x 1,5-75 ml	6 x 15-250 ml	4 x 50-100 ml	6 x 25-50 ml	6 x 30 ml	4 x 600 ml
Geschwindigkeit max. (rpm)	4600	4000	4000	15000	11500	8500/9500	2000	2000	2000	3196
G max.	5063	3095	3631	24400	18038	11228/14025	984	805	917	AA
Art. Nr.	**472797**	**472614**	**472420**	**472426**	**472592**	**472608**	**472425**	**472593**	**472450**	**472631**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Gehängeadapter 472632B für Rotanta 460/460R/460RC/460RF

Art. Nr.	Für Röhrchen-ø (mm)	Röhrchentyp / Flaschen	Anz. Röhrchen/ Adapter	Anz. Röhrchen/ Rotor	CHF
472634	62	Herolab-Flasche 250 - 290* ml / Nalgene-Flasche 250 ml	2	8	**AA -**
472635	62	Nalgene Flasche 175 ml (62 x 144 mm) / NUNC-Flasche 200 ml (60 x 130 mm)	2	8	**AA -**
472636	62	Falcon-Flasche 175 ml (61 x 118 mm) / Falcon-Flasche 225 ml (61 x 137 mm)	2	8	**AA -**
472637	17,2	Vacutainer 4 - 7 ml (16 x 75 mm) / vacutainer 8,5 - 10 ml (16 x 100 mm) / Nalgene Röhrchen 10 ml (16 x 80 mm)	37	148	**AA -**
472638	17	Röhrchen mit konischem Boden / Falcon-Röhrchen 15 ml (17 x 120 mm)	24	96	**AA -**
472639	12,5	Röhrchen durchmesser 12,5 mm	73	292	**AA -**
472640	13,2	Blutröhrchen 4 - 7 ml (13 x 100 mm) / Blutröhrchen 1,6 - 5 ml (13 x 75 mm)	47	188	**AA -**
472641	13,2	Blutröhrchen 4 - 7 ml (13 x 100 mm)** / Blutröhrchen 1,6 - 5 ml (13 x 75 mm)	49	196	**AA -**
472642	30	Röhrchen Falcon 50 ml (29 x 115 mm)	10	40	**AA -**
472643	98	Flasche 750 ml (97 x 152 mm)** / Flasche 600 ml (93 x 134 mm)	1	4	**AA -**

* Diese Flaschen sind mit ihrem Deckel nicht zentrifugierbar ** Der Deckel 472633 ist nicht biologisch dicht