Gehänge und Adapter für ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF

Rotoradapter

Art. Nr.	Für Röhrchen Vol. (ml)	Für Röhrchen-ø (mm)	Anzahl Röhrchen /Gehänge	Anzahl Röhrchen /Rotor	CHF
Für Rotor 472426					
472314	0,2 - 0,4	6	1	30	AA -
472313	0,5 - 0,8	8	1	30	AA -
472315	1,5	11	1	30	AA -
Für Rotor 472592					
472178	1,5 - 2	11	4	24	AA -
472180	9 - 15	17	1	6	AA -
472176	25 - 30	24 - 26	1	6	AA -
472190	50 - 75	34 - 35	1	6	AA -
472191	15 (Typ Falcon)	17	1	6	AA -
472183	50 (Typ Falcon)	29	1	6	AA -
472177	10	16	2	12	AA -
472175	50	29	1	6	AA -
Für Rotor 472608					
472609	15	17	7	42	AA -
472605	25 - 30	24 - 26	3	18	AA -
472607	85 - 94	38	1	6	AA -
472604	10	16	8	48	AA -
472606	50	29	1	6	AA -
Für Rotor 472593					
472399	25	24	1	6	AA -

Gehänge (ohne Adapter) rechteckig und zylindrisch

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472632B	Gehänge einzeln für Rotor 472631	AA -
472598B	Rechteckige Gehänge einzeln für Rotor 472797	AA -
472755	Zylindrische Gehänge mit konischem Boden einzeln für den Rotor 472797	AA -
472748	Zylindrische Gehänge mit flachem Boden einzeln für den Rotor 472797	AA -
472747	Zylindrische Gehänge mit flachem Boden einzeln für den Rotor 472797 mit Deckel Einhandverschluss	AA -
472611B	Gehänge für Blutbeutel für Rotor 472797	AA -
472603B	Gehänge für Zellkulturflasche für Rotor 472797	AA -
472600	Rechteckige Gehänge einzeln für den Rotor 472797	AA -
472531	Zylindrische Gehänge einzeln für Rotor 472614 und 472420	AA -
472379	Gehänge für ASTM-Röhrchen für Rotor 472425	AA -

Adapter für Gehänge ohne Adapter 472531

Kompatibel mit beiden Rotoren : 472614 (4 Plätze) und 472420 (6 Plätze).

Art. Nr.	Für Röhrchen Vol. (ml)	Für Röhrchen-ø (mm)	Anzahl Röhrchen /Adapter	Anzahl Röhrchen /Rotor Rotor 472614	Anzahl Röhrchen /Rotor Rotor 472420	CHF
472541*	6	12	12	48	-	AA -
472533	7	12	12	48	72	AA -
472546	15	17	8	32	48	AA -
472535	25	24	4	16	24	AA -
472537	50	34	1	4	6	AA -
472538	100	44	1	4	6	AA -
472539	100	40	1	4	6	AA -
472547	1,6 - 5	13	8	32	48	AA -
472548	1,6 - 5	13	12	48	72	AA -
472534	12	17	7	28	42	AA -
472546	10	16	8	32	48	AA -
472542	15(Typ Falcon)	17	7	28	42	AA -
472536	50(Typ Falcon)	29	2	8	12	AA -
472544	25	25	3	12	18	AA -
472622	250 (Flasche)	61	1	4	6	AA -
472646	250 (Flasche)	65	1	4	6	AA -

* Nur für den Rotor 472614

Adapter für Gehänge ohne Adapter

Art. Nr.	Für Röhrchen Vol. (ml)	Für Röhrchen-ø (mm)	Anzahl Röhrchen /Adapter	Anzahl Röhrchen /Rotor	CHF
Für rechteckige Gehänge 472598B					
472461	1,1 - 4	8 - 11	30	120	AA -
472462	1,6 - 7	11- 13	20	80	AA -
472463	4 - 15	15 - 17	17	68	AA -
472464	25 - 30	24 - 26	6	24	AA -
472465	50 - 75	34 - 35	3	12	AA -
472466	85 - 100	38 - 40	3	12	AA -
472467	100	44	2	8	AA -
472468	250	65	1	4	AA -
472469	12 (Typ falcon)	17	18	48	AA -
472470	50	29	5	20	AA -
Für zylindrische Gehänge 472747 und 472748					
472504	1,1 - 4	8 - 11	24	96	AA -
472505	1,6 - 7	8 - 11	19	76	AA -
472506	4 - 10	13 - 17	19	76	AA -
472507	25 - 30	24 -26	7	28	AA -
472508	45 - 75	31 - 35	4	16	AA -
472509	85 - 100	38	3	12	AA -
472510	100	44	2	8	AA -
472511	250	65	1	4	AA -
472519	1,6 - 5	13	27	108	AA -
472520	4 - 10	16	22	88	AA -
472512	12-15(Typ Falcon)	16,5 - 17	14	56	AA -
472610	50 (Typ Falcon)	29	7	28	AA -
472513	50	29	5	20	AA -
472514	250 (Flasche)	61	1	4	AA -
472518	600 (Flasche)	93	1	4	AA -
472517	750 (Flasche)	97	1	4	AA -
Für zylindrische Gehänge 472755					
472408	1,5 - 2	11	42	168	AA -
472409	2,7 - 7	11 - 12	30	120	AA -
472410	4 - 15	14 - 17	19	76	AA -
472413	25	24	7	28	AA -
472414	50	34	4	16	AA -
472417	100	44	2	8	AA -
472411	1,6 - 7	13	21	84	AA -
472412	15 (Typ Falcon)	17	12	48	AA -
472416	50 (Typ Falcon)	29	7	28	AA -
472418	250 (Flasche)	61	1	4	AA -
472422	750 (Flasche)	97	1	4	AA -
472415	175-225 [1]	61	1	4	AA -
472406	175-200-250[1]	60-61-62	1	4	AA -
472421	500[1]	96	1	4	AA -
Für Blutbeutel Gehänge 472611B					
472612	Adapter für Blutbeutel mit oder ohne Filter				AA -
Für rechteckige Gehänge 472600					
472583	1,5 - 2	11	32	128	AA -
472572	1,1 - 1,4	8	40	160	AA -
472573	1,6 - 5	13	24	96	AA -
472557	25	24	10	40	AA -
472558	50	34	4	16	AA -
472568	100	44	2	8	AA -
472563	100	40	2	8	AA -
472569	250	65	1	4	AA -
472550	2,7 - 6	11	40	160	AA -
472570	4 - 7	16	24	96	AA -
472565	8,5 - 10	16	22	88	AA -
472625B	15[2]	17	14	56	AA -
472626B	50[2]	29	6	24	AA -
472582	Halter 2 Ebenen für Zytologiezubehör				AA -
Für Gehänge 472379					
472382	50 (ASTM-Röhrchen)[3]	45	1	4	AA -
472048	100 (ASTM-Röhrchen)[3]	58	1	4	AA -
472381	100 (ASTM-Röhrchen)[4]	44	1	4	AA -

1 Für konische Flasche aus PP / 2 Für konisches Röhrchen Typ Falcon
3 Für birnenförmige ASTM-Röhrchen / 4 Für konische ASTM-Röhrchen

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com