Gekühlte Standzentrifuge ROTIXA 500 RS



- **Großes Probenvolumen**
- **Schlüsselschalter zum Schutz der Daten vor unbefugten Änderungen**
- **Maximale Kapazität:**
  - 120 Blutentnahmebehälter
  - 92 konische 15-ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
  - 4 x 1000-ml-Blutbeutel

Modell	ROTIXA 500 RS gekühlt
Maximale Kapazität	4 x 1000 ml
Geschwindigkeit (rpm)	4500
RCF-Beschleunigung (g)	5252
Temperatur	-20 bis +40 °C
Anzahl Rotoren	5 nicht enthalten
B x T x H (mm)	650 x 815 x 973
Gewicht (kg)	219
Art. Nr.	**472780**
CHF	**AA -**

Andere rechteckige und zylindrische Gehänge (ohne Adapter)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472394B	Zylindrische Gehänge einzeln für Rotor 472393	**AA -**
472372	Rechteckige Gehänge einzeln für Rotor 472393	**AA -**
472529	Rechteckige Gehänge einzeln für Rotor 472395	**AA -**
472531	Zylindrische Gehänge einzeln für Rotor 472395	**AA -**
472386	Gehänge für ASTM-Röhrchen für Rotor 472378	**AA -**

Adapter für Gehänge ohne Adapter

Art. Nr.	Für Röhrchen Vol. (ml)	Für Röhrchen-ø (mm)	Anzahl Röhrchen /Adapter	Anzahl Röhrchen /Rotor	CHF
Für rechteckige Gehänge 472529					
472564	1,5 - 2	11	40	240	**AA -**
472583	1,5 - 2	11	16	96	**AA -**
472573	5	12	12	72	**AA -**
472550	6	12	20	120	**AA -**
472559	7	12	20	120	**AA -**
472570	9	14	12	72	**AA -**
472561	15	17	12	72	**AA -**
472557	25	24	5	30	**AA -**
472558	50	34	2	12	**AA -**
472568	100	44	1	6	**AA -**
472563	100	40	1	6	**AA -**
472582	Halter 2 Ebenen für Zytologiezubehör				**AA -**
472572	1,1 -1,4	8	20	120	**AA -**
472565	9 - 10	16	11	66	**AA -**
472618	15 (Typ Falcon)	17	7	42	**AA -**
472571	30 (Typ Falcon)	25	5	30	**AA -**
472566	50 (Typ Falcon)	29	2	6	**AA -**
472618	12 (Typ Falcon)	17	7	42	**AA -**
Für zylindrische Gehänge 472531					
472533	7	12	12	72	**AA -**
472546	15	17	8	48	**AA -**
472535	25	24	4	24	**AA -**
472547	1,6 - 5	13	8	48	**AA -**
472548	1,6 - 5	13	12	72	**AA -**
472534	12	17	7	42	**AA -**
472546	10	16	8	48	**AA -**
472542	15(Typ Falcon)	17	7	42	**AA -**
472536	50(Typ Falcon)	29	2	12	**AA -**
472545	50(Typ Falcon Rand)	29	2	12	**AA -**
472622	250 (Flasche)	61	1	6	**AA -**
472646	250 (Flasche)	65	1	4	**AA -**
Für Gehänge 472379					
472382	50 (ASTM-Röhrchen)[1]	45	1	4	**AA -**
472048	100 (ASTM-Röhrchen)[1]	58	1	4	**AA -**
472381	100 (ASTM-Röhrchen)[2]	44	1	4	**AA -**

[1] Für ASTM-Röhrchen Birnenform / [2] Für ASTM-Röhrchen konische Form

Rotoren

Modell	4294	4296	4274	4282	4316
Typ	Frei	Frei	Frei	Frei	Winkel
Anzahl Plätze	4	6	4	2	-
Kapazität	-	-	-	-	Schlenk-Röhrchen 6 x 25-50 ml
Geschwindigkeit max. (rpm)	4500	4000	2000	3600	2000
G max.	5252	3631	984	2652	805
Art. Nr.	**472393**	**472395**	**472378**	**472384**	**472398**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Gehänge und Adapter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
Für Rotor 472393		
472392	Gehänge für 4 Dreifach-Blutbeutel, 450 - 500 ml	**AA -**
472370B	Adapter für Gehänge 472392	**AA -**
472396B	Gehänge für 4 Vierfach-Blutbeutel, 450 - 500 ml	**AA -**
472367B	Adapter für Gehänge 472396B	**AA -**
472374	Gehänge für 5 Hitachi-Racks (20 Racks pro Rotor)	**AA -**
472376B	Adapter für Gehänge 472374	**AA -**
472397	Gehänge für Mikroplatten und Racks LKB	**AA -**
472366	Gummihalter für Mikroplatten	**AA -**
Für Rotor 472384		
472386	Gehänge für Rotor 2 Plätze 472384	**AA -**
472383	Gestell für Mikroplatten	**AA -**
472385	Gestell für 6 Racks Olympus	**AA -**
472388B	Gestell für 10 Hitachi-Racks	**AA -**
472377B	Gestell für Racks mit 50 Plätzen	**AA -**
Für Rotor 472398		
472399	Adapter für Schlenk-Röhrchen 25 ml	**AA -**

Adapter für Gehänge ohne Adapter

Art. Nr.	Für Röhrchen Vol. (ml)	Für Röhrchen-ø (mm)	Anzahl Röhrchen /Adapter	Anzahl Röhrchen /Rotor	CHF
Für zylindrische Gehänge 472394B					
472361	0,8	8	78	312	**AA -**
472360	1,5 - 2	11	84	336	**AA -**
472369	4	10	63	252	**AA -**
472347	5	12	48	192	**AA -**
472346	6 - 7	12	48	192	**AA -**
472357	12	16	25	100	**AA -**
472348	15	17	30	120	**AA -**
472350	25	24	11	44	**AA -**
472351	50	34	6	24	**AA -**
472352	100	40	4	16	**AA -**
472356	2,6 - 2,9	13	30	120	**AA -**
472349	4 - 5,5	15	30	120	**AA -**
472355	4 - 7	13	30	120	**AA -**
472363	15 (Typ Falcon)	17	23	92	**AA -**
472371	50 (Typ Falcon)	29	8	32	**AA -**
472354	12 (Typ Falcon)	17	16	64	**AA -**
472368	250 (Flasche)	61	1	4	**AA -**
472364	600 (Flasche)	93	1	4	**AA -**
472375	750 (Flasche)	97	1	4	**AA -**
472623	250 (Flasche)	60	1	4	**AA -**
Für rechteckige Gehänge 472372					
472409	2,7 - 7	11 - 12	30	120	**AA -**
472410	9 - 15	17 - 17	19	76	**AA -**
472413	25	24	7	28	**AA -**
472414	50	34	4	16	**AA -**
472417	100	44	2	8	**AA -**
472411	5 - 7	13	21	84	**AA -**
472412	15 (Typ Falcon)	17	12	48	**AA -**
472416	50 (Typ Falcon)	29	5	20	**AA -**
472418	250 (Flasche)	61	1	4	**AA -**
472415	175	61	1	4	**AA -**
472406	175-200	60 - 61	1	4	**AA -**
472421	250-200	60 - 96	1	4	**AA -**