Rotierende Verdampfer Hei- VAP

- **Heizendes Bad mit ergonomischen Griffen, doppelter Wand und integriertem Ausguss**
- **Digitale Anzeige**
- **Separate Knöpfe für schnelles Eingreifen**
- **Sperrfunktion**
- **Standby-Taste, die alle Funktionen stoppt und den Kolben anhebt (bei Modell ML)**
- **Abnehmbarer Bildschirm**
- **Easy-Clip-Klemme am Dampfrohr für einfache Reinigung**
- **Fettfreies System (keine Verschmutzung der Proben)**
- **Hei-VAP Expert Control und Hei-VAP Ultimate Control zur Steuerung des Vakuums und der Kühlung am Verdampfer: bitte anfragen**
- **Wasserdichte Dichtung aus PFKM (sehr widerstandsfähig)**

VIDEO




Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen



Modelle Hei-VAP	Core (HL)	Core (ML)	Expert (HL)	Expert (ML)	Ultimate (HL)	Ultimate (ML)
Lifter	Manuell	Automatisch	Manuell	Automatisch	Manuell	Automatisch
Geschwindigkeit der Anpassungshöhe	Manuell	30 mm/s	Manuell	30 mm/s	Manuell	30 mm/s
Anpassungshöhe (mm)	155					
Drehzahl (rpm)	10 - 280					
Heizleistung (W)	1300					
Temperaturbereich (°C)	20 - 210					
Genauigkeit der Badtemperatur (°C)	± 1					
Volumen des Heizbades (Liter)	4,5					
Display	LCD 3,5"		5"-Farb-LCD, Touchscreen		7"-Farb-LCD, Touchscreen	
Timer	Nein		Ja		Ja	
Programmierbar	Nein		Ja		Ja	
Verbindung	USB und Micro SD		USB und Micro SD		USB, Micro SD und RS 232	
Gewicht ohne Glaswaren (kg)	16					
Maße mit dem G3-Glas-Set (B x T x H in mm)	477 x 739 x 845					
Schutzklasse (DIN EN 60529)	IP 20					

Glaswaren



Glaswaren-Set	G1 Schräg	G3 Vertikal	G3 XL Vertikal	G5 Trockeneis	G6 vertikal für Rückfluss
Anwendungen:	Schräge Glaswaren für Standardanwendungen	Vertikale Glaswaren für Standardanwendungen, platzsparend	Vertikale XL-Glaswaren für Standardanwendungen, Fläche 2200 cm²	Glaswaren mit Trockeneiskondensator für niedrigsiedende Lösungsmittel	Vertikale Glaswaren für die Rückflussdestillation

	Hei-VAP Core (HL) mit manuellem Lifter				Hei-VAP Core (ML) mit motorisiertem Lifter			
	Standard		Mit Kunststoffbeschichtung		Standard		Mit Kunststoffbeschichtung	
	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
G1 Schräg	499698	AA -	499716	AA -	499721	AA -	499726	AA -
G3 Vertikal	499712	AA -	499717	AA -	499722	AA -	499727	AA -
G3 XL Vertikal	499713	AA -	499718	AA -	499723	AA -	499728	AA -
G5 mit Trockeneis	499714	AA -	499719	AA -	499724	AA -	499729	AA -
G6 vertikal für Rückfluss	499715	AA -	499720	AA -	499725	AA -	499730	AA -

	Hei-VAP Expert (HL) mit manuellem Lifter				Hei-VAP Expert (ML) mit motorisiertem Lifter			
	Standard		Mit Kunststoffbeschichtung		Standard		Mit Kunststoffbeschichtung	
	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
G1 Schräg	499821	AA -	499826	AA -	499831	AA -	499836	AA -
G3 Vertikal	499822	AA -	499827	AA -	499832	AA -	499837	AA -
G3 XL Vertikal	499823	AA -	499828	AA -	499833	AA -	499838	AA -
G5 mit Trockeneis	499824	AA -	499829	AA -	499834	AA -	499839	AA -
G6 vertikal für Rückfluss	499825	AA -	499830	AA -	499835	AA -	499840	AA -

	Hei-VAP Ultimate (HL) mit manuellem Lifter				Hei-VAP Ultimate (ML) mit motorisiertem Lifter			
	Standard		Mit Kunststoffbeschichtung		Standard		Mit Kunststoffbeschichtung	
	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
G1 Schräg	499861	AA -	499866	AA -	499871	AA -	499876	AA -
G3 Vertikal	499862	AA -	499867	AA -	499872	AA -	499877	AA -
G3 XL Vertikal	499863	AA -	499868	AA -	499873	AA -	499878	AA -
G5 mit Trockeneis	499864	AA -	499869	AA -	499874	AA -	499879	AA -
G6 vertikal für Rückfluss	499865	AA -	499870	AA -	499875	AA -	499880	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com