
Zubehör für Hei- VAP Rotationsverdampfer



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498959	Stabile, transparente Schutzhaube: Schutz vor Implosionen	AA -
498960	Stabile, transparente Schutzscheibe: Schutz beim Auswechseln der Kolben	AA -
498961	Heizbad für Hei-VAP	AA -
498962	Verdampfungstemperatursensor für die Modelle Advantage und Precision	AA -
498963	AUTOaccurate Sensor zur automatischen Vakuumregulierung für Modell Precision mit G3 oder G6 Glaswaren	AA -
498749	Schlauchpaket mit 6,25 m Vakuumschlauch und 6,25 m Wasserschlauch	AA -
498964	Ersatz-Vakuumdichtung aus PTFE	AA -
498902	Flüssigkeit für Heizbäder bis 220°c (5 Liter)	AA -
498965	Aqua-Stop, Wasserkontrollventil für Modell Advantage und Precision	AA -

Glaswaren für Hei-VAP Rotationsverdampfer



VIDEO



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

Komplettes Glaswaren-Set

Enthält Kondensator, Verdampfer- und Auffangkolben...

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498975	G1 mit schrägem Kondensator	AA -
498976	G1B mit schrägem Kondensator und Kunststoffbeschichtung	AA -
498977	G3 mit geradem Kondensator	AA -
498978	G3B mit geradem Kondensator und Kunststoffverkleidung	AA -
498979	G5 mit Trockeneiskondensator	AA -
498980	G5B mit Trockeneiskondensator und Kunststoffummantelung	AA -
498981	G6 mit geradem Kondensator für Rückflussdestillation	AA -
498982	G6B mit geradem Rückflusskondensator und Kunststoffbeschichtung	AA -

Verdunstungszylinder und Antischaumvorrichtung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
499616	Verdunstungszylinder 500 ml NS 29/32	AA -
499617	Verdunstungszylinder 1500 ml NS 29/32	AA -
499618	Zwischenstück NS 14/23 - NS 29/32	AA -
499619	Entschäumer mit Befestigungsklammer NS 29/32	AA -

Kolbenflaschen

	Verdampferballon NS 29/32		Auffangball NS 35/20		Auffangball NS 35/20 Kunststoffbeschichtung		Pulverflasche NS 29/32	
Kapazität (ml)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
50	498846*	AA -	-	-	-	-	-	-
100	498847	AA -	499620	AA -	499621	AA -	-	-
250	499609	AA -	499622	AA -	499623	AA -	-	-
500	498848	AA -	499624	AA -	499625	AA -	499613	AA -
1000	498986	AA -	498987	AA -	499626	AA -	499614	AA -
2000	499610	AA -	499627	AA -	499628	AA -	499615	AA -
3000	499611	AA -	499629	AA -	499630	AA -	-	-
5000	499612	AA -	-	-	-	-	-	-

* Wird mit Adapter und Klemme geliefert

Spinnen





Art. Nr.	Befestigungsclip für Spinne	CHF
499638	NS 14,5	AA -
499644	NS 24	AA -

	Spinne NS 29/32 mit 20ml-Röhrchen NS 14,5 komplett		Spinnenkörper NS 29/32 einzeln		Ersatz-Röhrchen	
Anzahl Röhrchen	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
6	499631	AA -	499635	AA -	499634	AA -
12	499632	AA -	499636	AA -	499634	AA -
20	499633	AA -	499637	AA -	499634	AA -

	Spinne NS 29/32 mit 5 Kolben NS 24 komplett		Spinnenkörper NS 29/32 einzeln		Ersatzbälle	
Kolbenkapazität (ml)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
50	499639	AA -	499643	AA -	499641	AA -
100	499640	AA -	499643	AA -	499642	AA -