Packs Hei-VAP Core



Art des Pakets	Art. Nr.	Hei-VAP	Lifter		Glaswaren		Vakuumpumpe		Vakuumkontroller		Kühler			CHF
		Core	Manuell (HL)	Motorisiert (ML)	G1	G3	Hei-Vac Valve Tec	Hei-Vac Vario Pumping Unit	Manueller Kontroller	Hei-VAC Control	Hei-CHILL 250	Kryo Flüssigkeit 30 (10l)	Schlauch-Set	
Basic	499904	•	•			•	•		•				•	AA -
AllRound	499697	•	•			•	•			•			•	AA -
AllRound Chill	499731	•	•			•	•			•	•	•	•	AA -
University Academic	499901	•	•		•		•		•				•	AA -
University Academic Chill	499902	•	•		•		•		•		•	•	•	AA -
Advances Evaporation	499905	•		•		•		•					•	AA -

VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

Weitere mögliche Hei-VAP-Pakete: bitte anfragen

TIPP

Vakuum-Controller VC 900



- Reguliert und steuert Ihre Vakuumanwendungen
- Separate Fernbedienung für die Regelbox, die die Drucksensoren und das Steuerventil enthält
- Gewicht: 1,2 kg

Art. Nr.	Maße Fernbedienung (L x H x T) (mm)	Maße Regulierungsgehäuse (L x H x P) (mm)	CHF
046362	181 x 101 x 67	155 x 60 x 109	AA -