Verdampfer unter Gasfluss Stuart

Betrieb Während die Probe erhitzt wird, wird ein Gas in die Probenoberfläche injiziert, um die Verdampfung zu beschleunigen.
Die Gasverteilungsplatte besteht aus einer Silikonmatrix, mit der die Nadeln je nach Bedarf positioniert werden können.
Die Silikonmatrix behält die Dichtigkeit für ca. 3 Abzüge oder das Einführen einer Nadel bei.
Stellen Sie immer alle Racks auf, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu erhalten.
Die Gaskammer kann mit den meisten Gasen verwendet werden.
Das graduierte Stativ erleichtert die Höhenverstellung der Verteilerplatte und gewährleistet die Reproduzierbarkeit.


001571

- **Gasdruck : 140 mbar max.**
- **Gasanschluss: geriffelt ø 6,35 mm**
- **B x T x H: 295 x 240 x 530 mm**
- **Zeiger mit veränderbarer Position**
- **Temperatur von +25 °C bis +130 °C oder +200 °C**
- **Schnell und einfach zu bedienen: Innerhalb weniger Minuten kann eine große Anzahl von Proben konzentriert werden**
- **Speziell für die Verwendung mit einem Stuart-Trockenbad (Art. Nr. 001183) entwickelt - große Auswahl an austauschbaren Rackblöcken, bis zu 3**
- **Anwendungen: Probenvorbereitungen für Analysetechniken u. a. in der Chromatographie, Szintillationszähler, kombinatorischen Chemie, Hormonbestimmungen, Screening in der Toxikologie**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001571	Probenkonzentrator, Gaskammer + Halterung, zu ergänzen durch eine Packung Nadeln, ein Trockenbad und ihren Röhrchenracks	AA -
001183	Trockenbad 3 Blöcke	AA -

Nadeln

Sie sind in den Längen 76 mm oder 127 mm erhältlich.
Wenn korrosive Lösungen verdampft werden müssen, werden teflonisierte Edelstahlnadeln empfohlen.

Art. Nr.	Material	Länge (mm)	CHF Zu 100
001572	Rostfreier Stahl	76	AA -
001573	Edelstahl	127	AA -
001574	Teflonbehandelter Edelstahl	76	AA -
001575	Teflonbehandelter Edelstahl	127	AA -

Blöcke für Trockenbäder

Art. Nr.	Für Röhrchen	Kapazität	Markierungen auf den Löchern	CHF
001146	0,5 ml (6 mm)	30	A	AA -
001144	1,5 ml (10 mm)	20	B	AA -
001142	2 ml (12 mm)	20	B	AA -
001186	13 mm	20	B	AA -
001140	16 mm	12	C und D	AA -
001141	19 mm	8	D,E und F	AA -
001176	25 mm	6	D und E	AA -
001177	28 mm	6	D und E	AA -

Matrize und Block für 96-Well-Platte

Zur Verdampfung - Format 96-Well-Platte.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
491390	Matrize für 96-Well-Platte	AA -
001181	Block für 96-Well-Platte	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com