Thermo Scientific Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren



- **Für das Konzentrieren im Vakuum von Proben, die in verschiedenen Lösungsmitteln und Lösungsmittelkombinationen enthalten sind**
- **Konzentrator mittlerer Kapazität mit einer Vielzahl von verfügbaren Rotoren**
- **Doppelter, unabhängiger Heiz- und Zeit-Timer**
- **Digitales LED-Display**
- **Teflonbeschichtete Aluminiumwanne**
- **Timerbereich von 1 Minute bis 9 Stunden und 59 Minuten, kontinuierlich**
- **Stromversorgung 230 V / 50 Hz**
- **USB-Anschluss zum Übertragen und Herunterladen von Daten**
- **Für andere Modelle oder andere Kapazitäten: Kontaktieren Sie uns**

Konzentrator zum ergänzen mit einem Rotor, einer Vakuumpumpe, einer gekühlten chemischen Falle, einem Anschlussset, einem Wärmeträger und einer Glaskondensatorflasche.

Vollständiges System.

Integriertes System mit einem einzelnen Rotor zu ergänzen

Modell	SPD 120	SPD 130 DLX	SPD 140 DDA	SPD 1030
Kapazität	Durchschnittliche Kapazität			
Anwendungen	Kalttrocknung und Gefriertrocknung	Für die kombinatorische Chemie	Für die Verwendung von aggressiven Lösungsmitteln	DNA/RNA, Proteomik, Metabolitenforschung, Arzneimittel- und forensische Analysen, Umweltprobenahme
Eigenschaften	Automatisches Vakuum und Ablassventil	Automatisches Vakuum und doppelte Ablassventile mit Vakuumanzeige	Automatisches Vakuum und doppelte Ablassventile mit Vakuumanzeige und spritzwassergeschützter Vakuumrampe	Integriertes System (chemische Falle und Vakuumpumpe im Gerät enthalten) Vakuumrampe und Druckkontrolle zur Entfernung von Spritzern aus der Probe und zur Aufrechterhaltung der Integrität
Programmierbar	3 definierbare Programme speicherbar 3 voreingestellte Programme		4 definierbare Programme speicherbar 8 voreingestellte Programme	3 definierbare Programme speicherbar 3 voreingestellte Programme
Lösungsmittel und Lösungsmittelkombinationen	Ethanol, Methanol, Wasser und ACN (mit 1 % TFA), Isopropanol, Ammoniumhydroxid	Aceton, Chloroform, Ethylacetat, Hexan, Dichlormethan	Starke Basen/Säuren, DMSO, Dichlormethan, TFA...	Acetonitril, Ethanol, Methanol, Dichlormethan
Deckel	aus Glas mit Sicherheitsverriegelung	aus Strahlglas mit Sicherheitsverriegelung, um die Trocknungszeit zu reduzieren und Kondensation zu verhindern		
Temperatur	RT. 35 bis 65 °C in 5 °C-Schritten			45 bis 80 °C in Schritten von 5 °C
Maße L x T x H (cm)	33 x 46 x 36			64 x 66 x 41
Zusätzlicher Lüftungsraum erforderlich	8 cm von allen Seiten			
Gewicht (kg)	26			69
Bezeichnung	SPD120-230 Konzentrator einzeln	SPD130 DLX Konzentrator einzeln	SPD140DDA Konzentrator einzeln	SPD1030, SpeedVac-System (gekühlte chemische Falle + integrierte Vakuumpumpe) und GCF400 + FC400 + SCC1, Rotor getrennt erhältlich
Art. Nr.	**228868** **AA -**	**228871** **AA -**	**228873** **AA -**	**228829** **AA -**
Bezeichnung	SPD120-230, komplettes System mit Rotor RH40-11 und UVS450A-230 + inkl. TFK100 + SCC1 + GCF400	SPD130 DLX-230, Komplettsystem mit Rotor RH64-11 und RVT5105-230 + OFP400-230 + DVG50 - UNV + VTK80 + SCT120 + DC120A + SCC1 + GCF400	SPD140 DDA-230, Komplettsystem mit Rotor RH40-11 und RVT5105-230 + OFP400-230 + VTK80 + SCC1 + GCF400	SPD1030-230, Komplettsystem (Vakuumpumpe und integrierte gekühlte chemische Falle) mit Rotor RH40-12 und SCC1 + GCF400
Art. Nr.	**228869** **AA -**	**228872** **AA -**	**228874** **AA -**	**228828** **AA -**
Bezeichnung	SPD120-230, komplettes System mit Rotor RH40-11 und UVS450A-230 + RVT5105-230 + VLP120-230 + DVG50-UNV + SCT120 + DC12 enthalten		SPD140 DDA-230, Komplettsystem mit Rotor RH24-15 und UVS850DDA230 + RH24-15 + VTK80 + SCC1 + GCF400	
Art. Nr.	**228870** **AA -**		**228875** **AA -**	


228828


228727


TIPP

Zubehör finden Sie auf www. milian.com


228216 + 228515

Kompatible Rotoren

Art. Nr.	Kompatibilität	Bezeichnung	CHF
228240	Mikroröhrchen 1,5 - 2 ml	RH40-11 , Kapazität : 40 Röhrchen	**AA -**
228249		RH64-11, Kapazität : 64 Röhrchen	**AA -**
228231		RH120-11, Kapazität : 120 Röhrchen	**AA -**
228230	Mikrozentrifugen-röhrchen 5 ml	RH10-15, Kapazität : 10 Röhrchen (17 x 60 mm)	**AA -**
228228	Glas- und Kunststoff-Röhrchen	RH100-6, Kapazität : 100 Röhrchen 0,4 ml (96 x 50 mm)	**AA -**
228229		RH100-8, Kapazität : 100 Röhrchen 0,5 ml (12 x 75 mm)	**AA -**
228241		RH40-12, Kapazität : 40 Röhrchen 1,5-230 ml (12 x 75 mm)	**AA -**
228250		RH72-12, Kapazität : 72 Röhrchen von 12 x 75 mm	**AA -**
228239		RH32-13, Kapazität : 32 Röhrchen von 13 x 100 mm	**AA -**
228252		RH8-17.5, Kapazität : 8 Röhrchen von 17,5 x 102 mm	**AA -**
228253		RH8-18, Kapazität : 8 Röhrchen von 18 x 100 mm, 17 x 95 mm, 16 x 100 mm	**AA -**
228230		RH10-15, Kapazität : 10 konische 15-ml-Röhrchen (16 x 120 mm)	**AA -**
228266		RH6-50, Kapazität : 6 konische 50-ml-Röhrchen (25 x 115 mm)	**AA -**
228243	Fläschchen	RH4-100, Kapazität : 4 Fläschchen 100 ml	**AA -**
228246	Flaschen	RH60-12-40, Kapazität : 60 Fläschchen (12 x 32, 12 x 40 mm)	**AA -**
228236		RH24-15, Kapazität : 24 Flaschen	**AA -**
228232		RH12-20, Kapazität : 12 Flaschen	**AA -**
228237		RH24-18, Kapazität : 24 Flaschen	**AA -**
228233		RH12-28, Kapazität : 12 Flaschen	**AA -**
228269	Mikroplatten	RHDW2MP, Kapazität : 2 Mikroplatten	**AA -**
228271		RHSW6MP, Kapazität : 6 Mikroplatten	**AA -**