Flockungsapparat


399032


399036


670107


- **2 Versionen: Tisch oder tragbar**
- **2 Modelle entweder 4 Stellen oder 6 Stellen**
- **Hintergrundbeleuchtung für die Modelle JLT4 und JLT6**

	Labortisch		Tragbar
Modell	JLT4	JLT6	FP4
Anzahl Stellen	4	6	4
Geschwindigkeit (rpm)	Von 10 bis 300		20 - 40 - 50 - 100 - 200
Zeit	0 - 999 Minuten 0 - 99 Stunden Kontinuierlich		0 - 30 Minuten Kontinuierlich
Maße (L x H x T) (mm)	645 x 347 x 260	905 x 347 x 260	250 x 320 x 250
Gewicht (kg)	13	17	4,8
Art. Nr.	**399032**	**670107**	**399036**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
399037	Glasbecher für Flockungsapparat	**AA -**

Flockungsapparat FLOCUMATIC


942749


942750


942748

- **2 Modelle: 4 Stellen oder 6 Stellen**
- **2 Versionen: tragbar oder als Tischgerät**
- **Höhenverstellbares Beleuchtungselement**
- **Für Bechergläser 1 Liter hohe Form oder 2 Liter niedrige Form**

	Labortisch		Tragbar
Anzahl Stellen	4	6	4
Geschwindigkeit (rpm)	15 bis 200		
Zeit	0 - 999 Minuten Kontinuierlich		
Becher	1 Liter hohe Form oder 2 Liter niedrige Form		1 Liter
Maße (L x H x T) (mm)	700 x 520 x 230	990 x 520 x 230	250 x 370 x 270
Gewicht (kg)	24	36	6
Art. Nr.	**942748**	**942749**	**942750**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001116	Becher hohe Form 1 Liter (zu 10)	**AA -**
090039	Becher niedrige Form 2 Liter	**AA -**