Arium Advance

- **Zur Herstellung von reinem Wasser des Typs 2 oder 3**
- **Bagtank-Technologie: Optimale Wasserspeicherung und Schutz vor sekundären Verunreinigungen. Leicht austauschbare Tasche**
- **Durchsatz Arium advance RO 8, 16 oder 24 l/h.**
- **Durchsatz Arium advance EDI 5 oder 10 l/h**
- **Empfohlen für den täglichen Bedarf**
- **Reinigung durch umgekehrte Osmose und elektrochemische Entionisierung**
- **Kompaktes und benutzerfreundliches System**
- **Touchscreen und intuitive Navigation**
- **Möglichkeit manueller Befüllung oder präzise programmierbare Volumina**
- **Benötigt Wasserzufuhr**
- **Verschiedene Zubehörteile und Optionen erhältlich, verschiedene Konfigurationen je nach Anwendung**
- **Mit Verbrauchsmaterialien zu ergänzen**



Modell	Arium Advance RO			Arium Advance EDI	
BagTank-Technologie	Ja			Ja	
Speisewasser	Anschluss an eine Trinkwasserleitung			Anschluss an eine Trinkwasserleitung	
Produziertes Wasser	Reines Wasser Typ 3			Reines Wasser Typ 2	
Abfüll-Durchfluss	Bis zu 3 l/min			Bis zu 3 l/min	
Leitfähigkeit	< 20 µS/cm			0,2 - 0,07 µS/cm ausgeglichen bei 25 °C	
Widerstandsfähig	< 0,05 MΩ.cm			5 - 15 MΩ.cm ausgeglichen bei 25 °C	
TOC-Wert mit UV-Lampe	< 2000 ppb			< 2000 ppb	
Anteil an Mikroorganismen	< 1 CFU/1000 ml			< 1 CFU/1000 ml	
Partikelrate < 2µm	< 1/ml			< 1/ml	
Maße (L x H x T) (cm)	36 x 50,1 x 45,1			35 x 50,1 x 45,1	
Leergewicht / Betriebsgewicht (kg)	15 / 22			19 / 26	
Stromversorgung	100-240 VAC (±10 %), 50-60 Hz, 130 VA (max)			100-240 VAC (±10 %), 50-60 Hz, 130 VA (max)	
Betriebstemperatur	2 °C - 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %			2 °C - 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %	
Lager-Temperatur	5 °C - 45 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %			5 °C - 45 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %	
Durchfluss	8 l/h	16 l/h	24 l/h	5 l/h	10 l/h
Art. Nr.*	**845249**	**978898**	**978839**	**845000**	**978834**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Andere mögliche Konfigurationen (Wandsystem)

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
149995	Arium Bagtank 20 L	**AA -**
148926	Arium Bagtank 50 L	**AA -**
845272	Arium Bagtank 50 L ohne Pumpe	**AA -**
149979	Arium Bagtank 100 L	**AA -**
978835	Arium Bagtank 100 L ohne Pumpe	**AA -**
845124	Pumpe für Arium Bagtank 20 L	**AA -**
149973	Rollen für Arium Bagtank 50 und 100 L	**AA -**
149997	Arium Beutel 20 L für Arium Bagtank 20 L	**AA -**
148927	Arium Beutel mit 50 L für Arium mit 50 L	**AA -**
149996	Wandhalterung für Arium Bagtank 20 L	**AA -**
978875	Wasserstoppvorrichtung Arium	**AA -**

Verbrauchsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
149948	Arium Sterile Plus (Startopore) Filter 0,2 µm	**AA -**
149946	Vorbehandlungspatrone RO Arium	**AA -**
153026	Arium RO-Modul	**AA -**
149980	Arium RO-Modul x1	**AA -**
147928	Arium RO-Modul x2	**AA -**
149947	Patrone für Wasserenthärter Arium	**AA -**
148907	Arium Reinigungsset für RO-Modul	**AA -**