Arium Smart Station



- **Wasserspender kompatibel mit Arium Bagtank, Arium Pro, Arium Comfort**
- **Verstellbare Höhe. Kompaktes Design**
- **Intuitives Farbdisplay und direkter Zugriff auf wichtige Funktionen**
- **Ergonomisch**
- **Genauigkeit des abgegebenen Volumens**
- **Einstellbare Tropfrate bei 2L/min**

Modell	Smart sation Labortisch	Smart station Wand
Maße L x T x H (mm)	213 x 213 x 598	172 x 157 x 343
Röhrchen Länge (m)	2	2
Gewicht (kg)	4,9	2,4
Volumen Kontrolle	50 ml - 50 L	
Genauigkeit	± 5 %	
Stromversorgung	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,5A (max) 2 °C - 40 °C	

Modell	Arium Smart Station Ultrapure		Arium Smart Station Pure	
	Labortisch	Wand	Labortisch	Wand
Art. Nr.	**845279**	**845273**	**845274**	**845275**
CHF	**AA -**	**2587 -**	**2197 -**	**2197 -**

Verbrauchsmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
149948	Arium Sterile Plus (Startopore) Filter 0,2 µm	**158,90 -**
149972	Arium Cell Plus Biofilter	**284,25 -**
978909	Arium Extension 4 m Set Ultrapure	**285 -**
845276	Arium Extension 4 m Set Pure	**195 -**

