Labor-Elevator





Labor-Elevator mit einstellbarer Höhe.

Hebeständer aus eloxiertem Aluminium

Art. Nr.	Maße des Tabletts (mm)	Höhe min/max (mm)	Dynamische Belastung	Statische Belastung	CHF
090852	100 x 100	50/100	10	30	**AA -**
090853	150 x 150	65/280	15	60	**AA -**
090854	200 x 200	65/300	20	60	**AA -**

Hebeständer aus Edelstahl

Art. Nr.	Maße des Tabletts (mm)	Höhe min/max (mm)	Dynamische Belastung	Statische Belastung	CHF
090855	130 x 160	60/245	15	60	**AA -**
090856	200 x 200	65/300	20	60	**AA -**
090857	300 x 300	80/450	40	80	**AA -**

Labjack Labor-Elevator

- **Aus rostfreiem Stahl für den Hebemechanismus**
- **Tabletts aus eloxiertem Aluminium**

Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	Max. Belastung (kg)	Höhe max./min. (mm)	Vorbetrieb	CHF
215047	76,2 x 76,2	4,5	82,6 / 25,4	-	**AA -**
215049	120 x 140	22,7	264 / 76	-	**AA -**
215050	101,6 x 101,6	11,3	140 / 42	-	**AA -**
215051	152,4 x 152,4	27,2	273 / 62	X	**AA -**
215052	203 x 203	34	280 / 57	X	**AA -**
215053	305 x 305	45,4	508 / 89	X	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
215054	Stützstange, Länge 475 mm	**AA -**

Mikrowellenöfen







Modell	7891	MW 7751	7825
Leistung (W)	700	800	900
Grill (W)	1000	1000	1100
Konvektion (W)	-	-	2500
Volumen (l)	20	20	30
Programmieren und Timer	Mechanisch 35 min.	Mechanisch	Display Digital/Uhr
Tablett-Ø (cm)	25,4	24,5	31,5
Höhe über dem Tablett (mm)	16,5	17,5	20
L x T x H außen (mm)	435 x 345 x 254	452 x 380 x 262	523 x 505 x 325
L x T x H in. (mm)	AA	AA	330 x 330 x 200
Art. Nr.	**067220B**	**067232**	**067229**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com