Major-Hybridisierungsofen mit integriertem Rührwerk




3 Kombimodelle mit Hochgrill und niedriger Rührplattform .

- **Display der Programmierung über einen Touchscreen**
- **Rühren auf dem bidirektionalen Orbitalmodell**
- **Kalibrierung durch den Nutzer möglich**
- **Sicherheitsverschluss an der Tür**
- **Große Auswahl an verfügbarem Zubehör**
- **Für 4 Bechergläser à 500 ml oder 5 Flaschen à 250 ml**

Modell	MO-AOR Orbital Bewegung	MO-ARK Rocker
Display	3,5" 64K color TFT	
Kontrolle der Schnittstelle	Touchscreen und grafische Benutzeroberfläche	
Grill-Funktion	Ja	
Grill-Geschwindigkeit	5-10 U/min - 1 U/min	
Timer	1-9999 min mit Alarm, kontinuierlich	
Geschwindigkeit	0-200 rpm	5-100 rpm
Temperaturbereich	RT. + 5 °C bis 85 °C	
Temperaturschritt	0,1 °C	
Stabilität bei 37 °C	± 0,2 °C	
Genauigkeit bei 37 °C	± 0,2 °C	
Innenmaße (L x B x H) (mm)	340 x 225 x 260	
Außenmaße (L x B x H) (mm)	442 x 462 x 452	
Plattform-Maße (mm)	270 x 200	
Gewicht (kg)	29	
Art. Nr.	**022115**	**022113**
CHF	**AA -**	**AA -**





Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022116	Plattform für Rührer 022113	**AA -**
022117	Grill für 8 Röhrchen 40 mm	**AA -**
022118	Grill für 16 konische 50-ml-Röhrchen	**AA -**
022119	Grill für 24 konische 15-ml-Röhrchen	**AA -**
022121B	Plattform 23 x 20 cm mit 4 Stützen 10 cm	**AA -**
022122	Flaschenhalter 250 ml	**AA -**
022123	Flaschenhalter 500 ml	**AA -**
022124	Hybridisierungsflasche 40 x 150 mm	**AA -**
022125	Hybridisierungsflasche 40 x 200 mm	**AA -**
022126	Hybridisierungsflasche 40 x 300 mm	**AA -**





Hybridisierungsschränke



In den Hybridisierungsschränken von Bellco können alle Vorhybridisierungs-, Hybridisierungs- und Waschvorgänge bei einer perfekt geregelten Temperatur und unter Rühren durch Drehbewegung durchgeführt werden. Die Bellco-Hybridisierungsschränke gibt es in drei Ausführungen: Standardschrank für 12 Röhrchen, Minischrank für 4 Röhrchen, Minischrank für 6 Röhrchen.

- **Digitale Temperaturanzeige**
- **Temperatur einstellbar von 5 °C bis 99 °C**
- **Temperaturkontrolle durch Mikroprozessor**
- **Schnelle und gleichmäßige Temperaturverteilung durch Belüftung**
- **Rotationsgeschwindigkeit von 7,5 rpm**
- **Abnehmbarer Grill für einfache Wartung**

Hybridisierungsschränke

Art. Nr.	Kapazität	Innenmaße (cm)	Außenmaße (cm)	CHF
793000	4 Röhrchen von 35 mm	37,5 x 18 x 20,5	41,5 x 34,5 x 32,5	**AA -**
793100	6 Röhrchen von 35 mm	37,5 x 18 x 20,5	41,5 x 34,5 x 32,5	**AA -**

Zubehör für Hybridisierungsschränke

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße	VE	CHF/ VE
791039	Hybridisierungsröhrchen	35 x 300 mm	2	**AA -**
791036	Hybridisierungsröhrchen	35 x 225 mm	2	**AA -**
791037	Hybridisierungsröhrchen	35 x 150 mm	2	**AA -**
791038	Hybridisierungsröhrchen	35 x 100 mm	2	**AA -**
791020	Nylonblatt	23 x 23 cm	5	**AA -**
791030	Rack für 12 Röhrchen	-	1	**AA -**