Ultra-Niedrigtemperatur-Mini-Gefrierschränke - 80 °C ARCTIKO



- Robust und einfach zu bedienen
- Platzsparend
- Niedriger Energieverbrauch
- Innen Edelstahl und außen verzinkter Stahl
- Digitales Display
- Innentür außer Modell 35 Liter
- Abschließbare Tür
- Racks für Boxen als Ergänzung

Modell	7 L	54 L	71 L	94 L
Format	Vertikal	Vertikal	Truhe	Vertikal
Temperaturen	- 40 bis- 90 °C	- 40 / - 80 °C	- 40 / - 80 °C	- 40 / - 80 °C
Volumen (Liter)	7	54	71	94
Innenmaße B x T x H (mm)	150 x 143 x 310	360 x 468 x 320	390 x 390 x 450	360 x 493 x 600
Außenmaße L x T x H (mm)	400 x 630 x 665	600 x 700 x 810	552 x 648 x 850	950 x 725 x 810
Stromversorgung	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Gewicht (kg)	55	74	53	105
Art. Nr.	**960000**	**960002**	**960034**	**960003**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
960004	CO2-Notfalloption - Werksmontage bei Bestellung inbegriffen	**AA -**
960005	Temperaturschreiber - 100 °C bis 0 °C	**AA -**
960006	Papier für Temperaturschreiber	**AA -**

Rack mit Schublade für Boxen von 130 x 130 x 50 mm

Art. Nr.	Anzahl Boxen/ Rack	Modell des Gefrierschranks	Racks/ Gefriertruhe	CHF
130305	15 (3 x 5)	54 L	2	**AA -**
130301	12 (3 x 4)	94 L	4	**AA -**

Racks mit seitlichem Zugriff für Boxen mit den Maßen 130 x 130 x 50 mm

Art. Nr.	Anzahl Boxen/ Rack	Modell des Gefrierschranks	Racks/ Gefriertruhe	CHF
130193	10 (2 x 5)	35 L	2	**AA -**
130198	15 (3 x 5)	54 L	2	**AA -**
130197	12 (3 x 4)	94 L	4	**AA -**
130116	8	71 L	5	**AA -**


Rack aus Karton



- Für Kryoboxen aus Karton, Polypropylen oder Polycarbonat
- Aus wasserabweisendem Karton für den Langzeitgebrauch
- Einsetzbar bis zu - 160 °C
- Für Boxen mit einer Höhe von 50 mm
- Mit Griff zur Seitenentnahme
- Format : 5 Reihen aus 4 Boxen
- H x B x T : 285 x 138 x 560 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
013068	Kryorack aus Karton mit 20 Origami-Boxen 9 x 9 cm	**AA -**
013069	Kryorack aus Karton mit 20 Standardboxen 9 x 9 cm	**AA -**

Schaber für Gefrierschränke



- Ideal zum Entfernen von angesammeltem Frost in einem Gefrierschrank
- Hergestellt aus Polypropylen
- Robust

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
795629	Schaber 205 x 75 mm	**AA -**
795630	Schaber 250 x 110 mm	**AA -**