Gefrierschrank - 150 °C CRYO 230

- **Doppeltes Kühlsystem**
- **Niedriger Energieverbrauch**
- **Manuelle Abtauung**
- **Ausgestattet mit einem Disk-Recorder**
- **Notstrombatterie**
- **Visueller und akustischer Alarm (Temperatur, Stromausfall)**
- **Einstellbarer Alarm für hohe und niedrige Temperaturen**
- **Digitale Anzeige**
- **Abschließbare Tür**
- **Innen Edelstahl und außen elfenbeinfarben**
- **Auf Rädern**
- **Netzteil 400 V dreiphasig**



Volumen (l)	230
Temperatur	- 150 °C
Display	Digital
Innenmaße H x L x T (mm)	675 x 680 x 500
Außenmaße H x L x T (mm)	1090 x 1600 x 960
Gewicht (kg)	350
Verbrauch	32,1
Stromversorgung	400 V - 3 Phasen / 50-60 Hz
Art. Nr.	**960022**
CHF	**AA -**

Option

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
960027	Papier für Temperaturschreiber	**AA -**

Vertikales Rack für Boxen 130 x 130 x 50 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Max. Anzahl pro Gefrierschrank	CHF
130119	Vertikales Regal 11 Ebenen	12	**AA -**

Gefrierschränke -80 °C UF V 500 und UF V 700 BINDER

NEU

Für die zuverlässige Aufbewahrung Ihrer Proben unter Beachtung seiner Umwelt und der Sicherheitsgrundsätze.

- **Temperatur des Gefrierschranks kann zwischen -40 °C und -86 °C reguliert werden**
- **Geringer Energieverbrauch**
- **Umweltfreundliches Kältemittel R-290 und R-170**
- **Effektive Wärmedämmung durch Vakuumisolationspaneele**
- **Neues Türdichtungskonzept, das die Eisbildung reduziert**
- **Ergonomischer Hebel für die Türverriegelung**
- **Korrosionsbeständiger Edelstahl-Innenraum mit inneren Untertüren aus Edelstahl**
- **Ausgestattet mit einem potentialfreien Kontakt zur Alarmübertragung, Ethernet-Schnittstelle, 2 Zugangsports mit 28 mm Durchmesser auf der Rückseite**



UF V 500 UF V 700

Modell	UF V 500	UF V 700
Volumen (l)	477	728
Innenmaße : B x T x H (mm)	826 x 938 x 1966	1110 x 938 x1966
Außenmaße : B x T x H (mm)	606 x 605 x 1300	890 x 605 x 1300
Temperatur	- 86 °C bis - 40 °C	
Anzahl der Nebentüren	2	
Vakuumisolierung	Ja	
Geräuschpegel dB (A)	47	
Gewicht (kg)	247	288
Stromversorgung	230 V 50 Hz	
Art. Nr.	**492417**	**492418**
CHF	**AA -**	**AA -**

Racks zur Aufbewahrung von 50-mm-Boxen

Art. Nr.	Max. Anzahl Racks für UFV 500	Max. Anzahl Racks für UFV 700	CHF
492355	4	6	**AA -**
492357	4	6	**AA -**

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
492427	CO_2-Notfalloption - werkseitig montiert	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com