FROILABO Gefrierschränke -86 °C - BM Modelle



- **Isolierung der letzten Generation VIP**
- **Erhitzte Dreilippendichtung**
- **Türverschluss mit progressiver Klemmung**
- **4 lenkbare Rollen und Nivellierstützen**
- **Visueller und akustischer Hoch- und Niedrigtemperaturalarm mit einstellbarem Schwellenwert**
- **BoSS-System: Ermöglicht die ständige Kälteerzeugung bei einem Zwischenfall, der die Stromversorgung des Geräteregelers beeinträchtigt**
- **5 Jahre Garantie auf Kompressoren, 5 Jahre Garantie auf Verflüssigerventilatoren und 10 Jahre Garantie auf die Isolierung**

Modell	BM175
Temperatur	-60 °C bis -86 °C
Fassungsvermögen (Liter)	173
Außenmaße B x T x H (mm)	875 x 712 x 1300
Innenmaße. L x T x H (mm)	630 x 452 x 620
Innere Fächer	2
Gewicht (kg)	185
Stromversorgung	230 V/50 Hz
Art. Nr.	**069510**
CHF	**AA -**

Optionale Ausstattungen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
069519	Notfallsystem durch Einspritzung von flussigem CO_2 (CO_2 Verbindungsschlauch länge 3 m inbegriffen)	**AA -**
069536	Temperaturschreiber Kreisdiagramm	**AA -**

Andere Optionen, bitte fragen Sie uns.

FROILABO Gefrierschränke -86 °C - BM Evolution Modelle



BM EVO 690
GRÜNES GAS

- **Modell BM Evolution mit Touchscreen, USB-Anschluss und Diagnosemenü**
- **3 Volumina : 340 l, 515 l, und 690 l**
- **Intelligenter ergonomischer Griff mit Griffsensor**
- **Temperaturalarme: ein hoher und ein niedriger, optischer und akustischer Alarm mit einstellbarer Schwelle**
- **Herausnehmbarer und leicht austauschbarer Kassettenfilter**
- **Anti-Frost-Tankdichtung**
- **Dekompressionsventil**
- **BOSS-System für eine kontinuierliche Kälteerzeugung im Falle eines Zwischenfalls, der die Regelung des Geräts beeinträchtigt**
- **Natürliche Kältemittel - grüne Gase**
- **5 Jahre Garantie auf Kompressoren, 5 Jahre Garantie auf Verflüssigerventilatoren und 10 Jahre Garantie auf die Isolierung**

Modell	BM EVO 340 GRÜNES GAS	BM EVO 515 GRÜNES GAS	BM EVO 690 GRÜNES GAS
Temperatur	-60 °C bis -86 °C	-60 °C bis -86 °C	-60 °C bis -86 °C
Fassungsvermögen (Liter)	340	515	690
B x T x H (mm) Außenmaße	875 x 970 x 1280	875 x 970 x 1640	875 x 970 x 2000
B x T x H (mm) Innenmaße	630 x 752 x 716	630 x 752 x 1076	630 x 752 x 1436
Innere Fächer	2	3	4
Gewicht (kg)	223	267	330
Stromversorgung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Art. Nr.	**069614**	**069615**	**069616**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
069519	Notfallsystem durch Einspritzung von flüssigem CO_2 (CO_2 Verbindungsschlauch länge 3 m inbegriffen)	**AA -**
069536	Temperaturschreiber Kreisdiagramm	**AA -**

Andere Optionen, bitte fragen Sie uns.