Gefrierschränke TRUST -86 °C FROILABO

NEU

- 3 verschiedene Volumina : 340 l, 515 l und 690 l mit einer Kapazität von 24.000, 36.000 bzw. 48.000 2-ml-Röhrchen
- Robuste Konstruktion und einfache Reinigung dank eines Innenraums aus komplett rostfreiem Stahl
- Optimale Isolierung mit Vakuumpaneelen
- Druckentlastungsventil für einfaches Wiederöffnen der Tür und flache, beheizte Türdichtung zur Minimierung der Eisbildung
- Filter, interne Türen und Regale sind für eine einfache Reinigung herausnehmbar
- Intuitive, übersichtliche Benutzeroberfläche : Informationen über den ordnungsgemäßen Betrieb sind stets sichtbar
- Natürliche Kältemittel R290 / R170
- Garantie: 2 Jahre, 5 Jahre auf Ventilator, Kompressoren und Kondensator, 10 Jahre auf VIP-Isolierung



Modell	TRUST 340	TRUST 515	TRUST 690
Fassungsvermögen (Liter)	340	515	690
Kapazität	24000	36000	48000
L x T x H (mm) Außenmaße	1280 x 970 x 875	1640 x 970 x 875	1436 x 752 x 630
L x T x H (mm) Innenmaße	716 x 752 x 630	1076 x 752 x 630	-
Innere Fächer	2	3	4
Gewicht (kg)	223	267	330
Stromversorgung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Art. Nr.	**069716**	**069717**	**069718**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Racks für vertikale Gefrierschränke

Racks für BM340/BM515/BM690/BM100

Anzahl Racks pro Gefrierschrank				Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
BM340	BM515	BM690	BM1000			
					Aluminium-Racks mit Schubladen	
4	6	8	12	**069576**	Rack 2 Schubladen (h = 164 mm), für 60 Boxen 51 x 133 x 133 mm	**AA -**
4	6	8	12	**069577**	Rack 3 Schubladen (h = 109 mm), für 60 Boxen 51 x 133 x 133 mm	**AA -**
4	6	8	12	**069578**	Rack 4 Schubladen (h = 80 mm), für 40 Boxen 51 x 133 x 133 mm	**AA -**
4	6	8	12	**069579**	Rack 5 Schubladen (h = 63 mm), für 50 Boxen 51 x 133 x 133 mm	**AA -**
4	6	8	12	**069580**	Rack 6 Schubladen (h = 53 mm), für 60 Boxen 51 x 133 x 133 mm	**AA -**
					Geteilte Aluminium-Racks mit seitlichem Zugang	
8	12	16	24	**069581**	Rack 3 Ebenen 15 Fächer (h = 109 mm) für 133 x 133 mm Boxen	**AA -**
8	12	16	24	**069582**	Rack 4 Ebenen 20 Fächer (h = 80 mm) für 133 x 133 mm Boxen	**AA -**
8	12	16	24	**069583**	Rack 5 Ebenen 25 Fächer (h = 63 mm) für 133 x 133 mm Boxen	**AA -**
8	12	16	24	**069584**	Rack 6 Ebenen 30 Fächer (h = 54 mm) für 133 x 133 mm Boxen	**AA -**



Racks 6 Schubladen



Racks 5 Schubladen

Racks für BM175 /BMP175

Anzahl Racks pro Gefrierschrank		Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
BM175	BM175P			
			Racks mit Schubladen	
4	4	**069543**	Aluminium-Rack 5 Schubladen, für 30 Boxen 50 x 130 x 130 mm	**AA -**
			Horizontale Aluminiumracks	
8	8	**069547**	Rack 5 Regale für 15 Boxen 50 x 130 x 130 mm	**AA -**

Andere Racks auf Anfrage erhältlich

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com