Gefrierschränke -86 °C Innova® Eppendorf



- Lagerkapazitäten von 360 bis 760 l
- Innova® U360 Ultra Slim, Breite 670 mm
- Gut lesbares LED-Display auf Augenhöhe mit Alarmanzeige und Passwortschutz
- 8 cm Isolierung durch Vakuumisolationspaneele mit Vacupor™ (Speichergewinn bis zu 30 %)
- Innenausstattung aus rostfreiem Stahl 304L
- Breite und flache Türdichtung für maximale Dichtigkeit
- 3 isolierte innere Türen mit Vacupor™ und abnehmbar
- Heizfächer zum sofortigen Wiederöffnen des Gefrierschranks
- 2 serielle Zugangsanschlüsse für die Einführung externer Sonden oder CO_2 / LN_2-Sicherheitskit
- Serienmäßiger potenzialfreier Kontakt Alarmaufschub
- Luftfilter an der Vorderseite
- Wiederverwertbare und lokal verfügbare Kühlmittel
- Kühlsystem mit 2 Kompressoren in Kaskade, die 60 % der Zeit laufen (40 % im Leerlauf)
- Geringer Energieverbrauch

	Schrank Modelle		Truhenmodelle	
Modell	Gefrierschrank Innova® U360 Ultra-Slim	Gefrierschrank Innova® U535	Gefrierschrank Innova® C585	Gefrierschrank Innova® C760
Kapazität (l)	360	535	585	760
Außenmaße L x T x H (cm)	67 x 86,7 x 195 (Tiefe + 110 mm, Breite 67 cm inkl. Griff)	80 x 86,7 x 195 (Tiefe + 110 mm, Breite + 80 mm mit Griff und Scharnieren)	169 x 78,5 x 109,2 (Tiefe + 110 mm, Breite + 80 mm mit Griff und Scharnieren)	205 x 78,5 x 109,2 cm (Tiefe + 110 mm, Breite + 80 mm mit Griff und Scharnieren)
Innenmaße L x T x H (cm)	44 x 61,5 x 136,5	64 x 61,5 x 136,5	120 x 62,5 x 78	156 x 62,5 x 78
Temperatur °C	- 86 °C			
Isolierung	Vakuumdämmplatten mit Vacupor™			
Anzahl der internen Türen/Fächer	3	3	1	1
Aufgenommene Leistung (kWh/Tag)	10,7	13,2	13,6	16
Abgegebene Wärme 230 V (W)	590	720	700	750
Geräuschpegel (dB)	56	56	56	58
Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Gewicht (kg)	230	250	240	285
Art. Nr.	**U94250001**	**U94300001**	**U94000001**	**U94100001**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
P06252100	Wöchentlicher Papierschreiber mit Sonde, Stift und Papier	**AA -**
P06252110	Papier für Grafikschreiber -50 °C bis -100 °C	**AA -**
K06600051	Stift für Wochenschreiber (3er-Pack)	**AA -**
U90440004	N2-Notfallsystem für Innova®-Gefrierschränke	**AA -**
U90430004	CO2-Notfallsystem für Innova®-Gefrierschränke	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
P06251180	Zusätzliches Regal für Gefrierschrank Innova® U360, mit 4 Montageclips	**AA -**
K02801034	Zusätzliches Regal für Gefrierschrank Innova® U535, mit 4 Montageclips	**AA -**
P06250020	Stapel-Set für Gefrierschrank Innova® U101	**AA -**
P06251170	Vorhängeschloss-Set (gültig für Schränke außer U101)	**AA -**



Aufbewahrungsracks für Innova®-Schrankgefrierschränke U101, U360, U535 und U725

Bezeichnung	Anzahl Racks pro Fach /Anzahl pro Gefrierschrank	Rack mit Schublade für Boxen 130 x 130 x 50 mm	CHF	Racks mit seitlichem Zugriff für Boxen mit den Maßen 130 x 130 x 50 mm	CHF
Gefrierschrank Innova® U101	-	**K06413003** (2 x 5 Boxen)	**AA -**	-	-
Gefrierschrank Innova® U360 Ultra-Slim	3/9	-	-	**6001011210** (4 x 7 Boxen)	**AA -**
Gefrierschrank Innova® U535	4/12	**K06413000** (4 x 7 Boxen)	**AA -**	**6001011210** (4 x 7 Boxen)	**AA -**
Gefrierschrank Innova® U725	6/18	**K06413000** (4 x 7 Boxen)	**AA -**	**6001011210** (4 x 7 Boxen)	**AA -**

Aufbewahrungsracks für Truhengefrierschränke Innova® C585 und C760

Bezeichnung	Anzahl Racks pro Gefrierschrank	Vertikales Rack für Boxen 130 x 130 x 50 mm	CHF
Gefrierschrank Innova® C585	32	**K06411690**	**AA -**
Gefrierschrank Innova® C760	44	**K06411690**	**AA -**