Gefrierschränke -80°C EPPENDORF CryoCube F101h

Ultra-Tiefkühlschränke unter dem Labortisch für die griffbereite Lagerung von bis zu 6000 Proben im Labor. Er ist sehr kompakt und eignet sich ideal für kleine Labore.





- **Speicherkapazität 101 l.**
- **Die Gesamtkapazität für die 130 x 130 x 53 mm großen Boxen (2 ml Kryoröhrchen) beträgt 60.**
- **Kühlung durch saubere Gase und Isolierung durch umweltfreundlichen Schaumstoff**
- **Innenwanne aus rostfreiem Stahl für eine einfache Reinigung.**
- **Passt platzsparend unter den Labortisch.**
- **Ein verriegelbarer Netzschalter und intuitive Berührungssteuerungen für eine sichere und einfache Handhabung.**
- **2 unabhängige Abteile, die jeweils mit einer Tür ausgestattet sind.**
- **Spezielle "Niedrigtemperatur"-Dichtungen an der Außentür bleiben selbst bei -86 °C flexibel und verhindern die Bildung von Eis**

Modell	Gefrierschrank CryoCube F101h
Kapazität	101 L
Außenmaße L x T x H (cm)	90 x 56,6 x 83
Innenmaße L x T x H (cm)	48 x 33 x 64
Temperatur (°C)	-80
Isolierung	Vakuumisolationspaneele / Polyurethanschaum
Anzahl an internen Türen	2
Zugangsport	2
Display	LCD
Zugang über Code	Sperrcode
Art des Kühlmittels	R-290, R-170
Geräuschpegel (dB)	54
Stromversorgung	230 V, 50 Hz

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
F101340001	Gefrierschrank -80 °C Cryocube F101H 230V/50 HZ, EU	**AA -**
F101341001	Gefrierschrank -80 °C Cryocube F101H mit Rekorder 230V/50 HZ	**AA -**
F101342001	Gefrierschrank -80 °C Cryocube F101H mit CO2-Backup 230V/50 HZ	**AA -**
F101343001	Gefrierschrank -80 °C Cryocube F101H mit LN2-Backup, 230V/50 HZ, EU	**AA -**
F101344001	Gefrierschrank -80 °C Cryocube F101H mit Rekorder und CO2-Backup 230V/50 HZ	**AA -**
F101345001	Gefrierschrank -80 °C Cryocube F101H mit Rekorder und LN2-Backup, 230V/50 HZ	**AA -**

Zubehör

Modell	**Schubladenrack 10 (5 x 2) Boxen 133 x 133 x 53 mm**	**Rack Seitlicher Zugriff 10 (5 x 2) Boxen 133 x 133 x 53 mm**
Art. Nr.	**6001062210**	**6001061210**
Anzahl Racks pro Gefrierschrank	6	
Anzahl Boxen pro Gefrierschrank *	60	
CHF	**AA -**	**AA -**

* Box L X T X H : 133 x 133 x 50 mm

