Gefrierschränke - 86 °C Eppendorf CryoCube®-Modelle Serie F440/F570/F740

Die CryoCube-Gefrierschränke der Serien F440,F570 und F740 bieten ein Layout mit 3 oder 5 Fächern und isolierten Innentüren für einfachen Zugang zu den Proben und sichere Aufbewahrung der Proben bei -80 °C.

- **Ein Volumen von 440l bis 740l für eine Kapazität von bis zu 57600 Proben (2 ml Kryoröhrchen)**
- **Temperaturbereich von -50°C bis -86°C**
  Luftkühlung Serienmäßig, Wasserkühlung für die Modelle F570 und F740 auf Anfrage
- **Automatische Entlüftung zum schnellen Wiederöffnen der Tür bei Bedarf.**
- **Ergonomischer Griff zum leichten Öffnen der Tür**
- **Innenraum aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung**
- **Leicht zugänglicher Filter für regelmäßige Reinigung und optimierte Leistung"**
- **Freie Position der Regale für eine maßgeschneiderte Anordnung**

Modell	CryoCube F440n	CryoCube F440h	CryoCube F570n
Kapazität (l)	440		570
Außenmaße L x T x H (cm)	95,5 x 89,8 x 195		102,5 x 85,2 x 194
Innenmaße L x T x H (cm)	61,6 x 57,5 x 126,5		76,5 x 57,5 x 126,5
Temperatur (°C)	-50 °C und -86 °C		-50 °C und -86 °C
Isolierung	Wand 130 mm Isolierung mit Polyurethan	Wand 130 mm Vakuumisolationspaneele und VIP-Polyurethanisolationspaneele	130 mm Wandstärke (PolyurethanIsolierung)
Anzahl an internen Türen	5		
Anzahl Fächer	5		
Öffnen der Haupttür	-		
Bildschirm	-		
Zugangsport	2		
Display	LED		
Zugang über Code	Ja		
Art des Kühlmittels	R290 / R170		
Luft/Wasser-Kühlung	-		
Aufgenommene Leistung (kWh/Tag) *Gefrierschrank leer, 20°C RT.: bis - 80 °C, / bis - 70 °C	-		
Abgegebene Wärme 230 V (W)	-		
Geräuschpegel (dB)	51,5		59,1
Stromversorgung	230 V, 50 Hz		
Art. Nr.	**-**	**-**	**F571300031**
CHF	**-**	**-**	**AA -**
Cryocube F440, 230V/50HZ, EU	**F440300031**	**F440340031**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
Cryocube F440 mit Rekorder	**F440301031**	**F440341031**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
Cryocube F440 mit Co2-Notfallsystem	**F440302031**	**F440342031**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
Cryocube F440 mit LN2-Notfallsystem	**F440303031**	**F440343031**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
Cryocube F440 mit Datenspeicher und Co2-Notfallsystem	**F440304031**	**F440344031**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
CryoCube F440 mit Datenspeicher und LN2-Backup-System	**F440305031**	**F440345031**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
CryoCube F740 Öffnung Links, 5 Fächer	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**
CryoCube F740 Öffnung Links, 3 Fächer	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**
CryoCube F740 Öffnung Rechts, 5 Fächer	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**
CryoCube F740 Öffnung Rechts, 3 Fächer	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**

Zubehör für die Aufbewahrung von Boxen 53 x 130 x 130 mm

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**Menge pro Gefrierschrank**	**Anzahl Boxen**	**CHF**
6001022210	Rack aus Edelstahl mit Schubladen	20	320	**AA -**
6001021210	Rack aus Edelstahl Seitlicher Zugang	20	320	**AA -**