Professionelle negative Schränke

Professionelle multifunktionale Negativschränke -20 °C statisch

- **Temperatur: -28 °C bis -14 °C (außer GGU1500 x -26 °C bis -9 °C)**
- **ABS-Wanne**
- **Statische Kühlung**
- **Manuelle Abtauung**
- **Aufbewahrung in Körben**
- **Große Speicherkapazität**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Garantie: 5 Jahre



GGU 1500



GG 4010



GG 5210 var 740

Modell	GGU 1500	GG 4010	GG 5210 var 740
Eigenschaften			
Verarbeitung	Weiß	Weiß	Weiß
Nutzvolumen	133 l	382 l	472 l
Temperatur	-26 °C bis -9 °C	-28 °C bis -14 °C	-28 °C bis -14 °C
Kühlung	Statisch	Statisch	Statisch
Abtauung	Manuell	Manuell	Manuell
Verbrauch (kWh/24 h)	0,8	1,2	1,2
Geräte			
Körbe aus kunststoffbeschichtetem Stahl	Anzahl : 1	Anzahl : 3	0
Schublade	Anzahl : 3	0	Anzahl : 14
Maße / Gewicht			
Gerät (H x L x T) (mm)	830 x 600 x 615	1.900 x 600 x 680	1.864 x 750 x 760
Wanne (H x L x T) (mm)	676 x 474 x 443	1.688 x 475 x 480	1.510 x 607 x 560
Brutto-/Nettogewicht (kg)	41 / 39	83 / 78	117 / 109
Art. Nr.	**041-670474CH**	**041-670356CH**	**041-670357CH/740**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Belüftete -20 °C-Negativschränke - intensive Nutzung

- **Temperatur: -28 °C bis -14 °C**
- **ABS-Wanne mit weißer Epoxidharzbeschichtung oder aus Edelstahl**
- **Belüftete Kühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Gitterroste mit thermogeformten Schienen**
- **Große Speicherkapazität**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Zubehör :
- Rost GGC 625 x 495 mm
- 4 Rollen GKv

Kontaktieren Sie uns

Garantie: 5 Jahre



GGV5010



GGV5860

Modell	GGV 5010	GGV 5060	GGV 5810	GGV 5860
Eigenschaften				
Verarbeitung	Weiß	Edelstahl	Weiß	Edelstahl
Nutzvolumen	325 l		377 l	
Temperatur	-28 °C bis -14 °C			
Kühlung	Belüftet			
Verbrauch	2 kWh pro 24 Stunden		2,4 kWh pro 24 Stunden	
Geräte				
Korb aus plastifiziertem Stahl	Anzahl : 4		Anzahl : 5	
Maße / Gewicht				
Gerät (H x L x T) (mm)	1864 x 750 x 750		2064 x 750 x 750	
Wanne (H x L x T) (mm)	1225 x 610 x 500		1395 x 610 x 500	
Gewicht brutto / netto (kg)	114/106		124/115	
Art. Nr.	**041-670524CH**	**041-670526CH**	**041-670525CH**	**041-670527CH**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com