Kühlschränke

Professionelle Multifunktionskühlschränke, belüftet

- **Temperatur: 5 °C**
- **Belüftete Kühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **ABS-Wanne**
- **Roste inklusive**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Garantie: 5 Jahre

Modell	CoolMed 8260	CoolMed-G 8260
Eigenschaften		
Brutto- / Nutzvolumen (Liter)	141 / 130	141 / 130
Temperatur	+1 °C bis +15 °C	+1 °C bis +15 °C
Kühlung	Belüftet	Belüftet
Abtauung	Automatisch	Automatisch
Stromversorgung 230 V-50 Hz	100 W	100 W
Verbrauch (KWh/24 h)	0,7	0,9
Geräuschpegel (dB)	42	42
Geräte		
Rost B x T (mm) / Anzahl	478 x 425 / 3	478 x 425 / 3
Maße		
Gerät H x L x T (mm)	830 x 600 x 615	830 x 600 x 615
Wanne H x L x T (mm)	667 x 441 x 439	667 x 441 x 439
Brutto-/Nettogewicht (kg)	37/35	43/41
Art. Nr.	**041-LIE-COOLMED-8260**	**041-LIE-COOLMED-G-8260**
CHF	**AA -**	



CoolMed 8260



CoolMed-G 8260

Positive Laborschränke

Belüftete positive Laborschränke

- **Temperatur: 5 °C +/-2 °C***
- **Belüftete Kühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Tastensperre**
- **ABS-Wanne und 30 mm Wannedurchführung zur Charakterisierung**
- **Gehäuse für Pt100-Fühler (nicht im Lieferumfang) für zentralisiertes Temperaturmanagement**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Garantie: 5 Jahre

Zubehör :
- Rost LFKU- (B x) 478 x 420 mm
- Aluminiumschubladen (maximal 5)

Kontaktieren Sie uns

Modell	CoolLab 8260	CoolLab-G 8260	CoolLab 18460	CoolLab-G 18460
Eigenschaften				
Tür	Voll	Verglast	Voll	Verglast
Nutzvolumen	132 l		332 l	
Einstellbare Temperatur	2 °C bis 8 °C			
Belüftete Kühlung	Ja			
Abtauung	Automatisch			
Verbrauch	0,7 kWh		0,9 kWh	
Geräte				
Stahl Rost verzinkt/lackiert	Anzahl : 3 L x T : 478 x 420		Anzahl : 5 L x T : 478 x 420	
Maße / Gewicht				
Gerät (H x L x T) (mm)	820 x 601 x 618		1840 x 601 x 618	
Wanne (H x L x T) (mm)	670 x 440 x 435		1635 x 440.435	
Brutto-/Nettogewicht (kg)	46/43		88/82	
Art. Nr.	**041-LIE-COOLLAB8260**	**041-LIE-COOLLAB-G-8260**	**041-LIE-COOLLAB-18460**	**041-LIE-COOLLAB-G-18460**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



CoolLab 18460

*Gerät für 22 °C RT., Head of series, qualifiziert durch ein Cofrac-akkreditiertes Unternehmen

Haftungsbeschränkung: Weder der Hersteller noch der Verkäufer können für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch eine Fehlfunktion des Geräts verursacht werden, wenn es nicht an ein Fernüberwachungssystem angeschlossen ist oder wenn dieses System nicht funktioniert.

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com