Professionelle Schränke

Positive Schränke +1 °C bis +15 °C, belüftet - intensive Nutzung



- **Temperatur: + 5 °C einstellbar 1 °C bis 15 °C**
- **Außenseite weiß oder Edelstahl**
- **Belüftete Kühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Intensive Nutzung**
- **Geliefert mit Gittern**
- **Große Speicherkapazität**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Garantie: 5 Jahre

Serienmäßige Ausstattung :
- Rost (B x T) 650 x 510 mm
- 4 verstellbare Füße 100/130 mm

Modell	GKV 4310	GKV 5710	GKV 6460
Eigenschaften			
Verarbeitung	Weiß	Weiß	Edelstahl
Nutzvolumen	327 l	432 l	491 l
Temperatur	+ 1 °C bis + 15 °C		
Kühlung	Belüftet		
Abtauung	Automatisch		
Verbrauch	1 kWh pro 24 Stunden	1,2 kWh pro 24 Stunden	1,3 kWh pro 24 Stunden
Geräte			
Korb aus plastifiziertem Stahl	Anzahl : 5	Anzahl : 5	Anzahl : 6
Maße / Gewicht			
Gerät (H x L x T) (mm)	1900 x 597 x 680	1684 x 747 x 791	2064 x 747 x 791
Wanne (H x L x T) (mm)	1688 x 475 x 480	1510 x 650 x 581	1710 x 650 x 581
Brutto-/Nettogewicht (kg)	79 / 74	96 / 88	104 / 95
Art. Nr.	**041-670215BCH**	**041-670409CH**	**041-670219CH**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Positiv belüftete Schränke +1°C bis +15 °C - intensive Nutzung



041-670365CH



041-670366CH

Modell	GKPv 6570	GKPv 1470
Eigenschaften		
Tür	1	2
Brutto- / Nutzvolumen (l)	601 / 520	1470 / 1230
Temperatur	+1 °C bis +15 °C	+1 °C bis +15 °C
Kühlung	Indirekt belüftet	Indirekt belüftet
Abtauung	Automatisch	Automatisch
Verbrauch kWh/24 h	1,2	1,9
Geräte		
Kunststoffbeschichteter Stahlrost 530 x 650 mm	Anzahl : 4	Anzahl : 8
Maße / Gewicht		
Gerät H x L x T (mm)	2 150 x 700 x 830	2 150 x 1 430 x 830
Wanne H x L x T (mm)	1 550 x 510 x 650	1 550 x 1 240 x 650
Brutto- / Nettogewicht	153 / 131 kg	248 / 206 kg
Art. Nr.	**041-670365CH**	**041-670366CH**
CHF	**AA -**	**AA -**

- **Temperatur + 5 °C einstellbar 1 °C bis 15 °C**
- **Ganz aus Edelstahl**
- **Belüftete Kühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Intensive Nutzung**
- **Geliefert mit Gittern**
- **Große Speicherkapazität**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**

Garantie: 5 Jahre