## Kompaktes gekühltes Gehäuse Cold Box

- **Kompakte Kühlkammer für den Labortisch**
- **Kapazität: 30 l**
- **Verwendbar bei RT. von +12 °C bis +30 °C**
- **Modell mit Glastür**
- **LED-Anzeige**
- **Innenausstattung komplett aus Edelstahl**
- **Zugangsport Ø 10 mm**
- **Stapelbare Einheiten (max. 3)**



| | |
|---|---|
| Volumen (l) | 30 |
| Temperatur | +10 bis -20 °C |
| Innenmaße L x T x H (mm) | 360 x 350 x 230 |
| Außenmaße L x T x H (mm) | 530 x 700 x 460 |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz |
| **Art. Nr.** | **231100** |
| **CHF** | **AA -** |

### Schubladen für Kryoboxen - 135 x 135 x 52 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **231101** | Rack mit 4 Schubladen (4 Boxen/ Schubladen) | **AA -** |

## Mini-Kühlschränke 55 l professionell

- **Geliefert mit 2 Regalen und 1 Korb**

NEU



| Modelle | Volle Tür | Glastür |
|---|---|---|
| Volumen | 55 l | |
| Temperatur | + 2 °C bis + 8 °C | |
| Kühlung | Belüftet | |
| Abtauung | Automatisch | |
| Anzahl Regale / Korb | 2/1 | |
| Innenmaße B x T x H (mm) | 380 x 399 / 175 x 590 | |
| Außenmaße B x T x H (mm) | 480 x 497 x 787 | |
| **Art. Nr.** | **960035** | **960036** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** |

## Eismaschinen

Mit Reserve - körniges Eis.

- **Wasserspritzsystem mit recyceltem Kreislauf**
- **Luftgekühlter (A) oder wassergekühlter (W) Kondensator**
- **R-290-Kühlsystem**
- **Isolierte Schnellöffnungs-Tür**
- **Staubfilter zur Vermeidung von Kondensatorverstopfungen**
- **Sonde für automatische Produktionsunterbrechung**
- **Überlaufrohr für Wasserabfluss**
- **Erhöhtes Ansaugsieb, das zur Reinigung leicht abnehmbar ist**
- **Großzügig bemessene Wasserpumpe mit Edelstahllagern und Keramikdichtung**
- **Tropentauglich +43 °C**
- **Aus Edelstahl 18/8**
- **Vollständig mit eingespritztem Polyurethan isolierte Reserve**
- **ABS-Behälter für Lebensmittel**
- **Löffel aus verzinntem Kupfer entspricht den Hygienevorschriften**
- **Rampe und Einspritzdüsen aus verzinntem Messing zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung, die Kalkablagerungen verursacht**



| Modell | GB 601 A-HCX | GB 601 W-HCX | GB 902 A-HCX | GB 902 W-HCX | GB 903 A-HCX | GB 903 W-HCX | GB 1540 A-HCX | GB 1540 W- HCX | GB 1555 A-HCX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften | | | | | | | | | |
| Kondensator Kühlung | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Luft |
| Produktion in 24 Stunden* (kg) | 67 | 67 | 105 | 105 | 105 | 105 | 153 | 153 | 153 |
| Kapazität / Reserve | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 |
| Eistyp | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn |
| Leistung (Watt) | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 | 700 | 700 | 700 |
| Stromverbrauch 230V-50Hz (KWh/h) | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Kühlmittel | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 |
| Höhe der Füße (mm) | - | - | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 110/150 |
| Verbrauch von Wasser (l/kg) | 1 | 5,3 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 1 | 6,4 | 1 |
| Maße | | | | | | | | | |
| Breite (mm) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 738 | 738 | 738 |
| Tiefe (mm) | 620 | 620 | 660 | 660 | 660 | 660 | 690 | 690 | 690 |
| Höhe (mm) | 680 | 680 | 690 | 690 | 800 | 800 | 920 | 920 | 1020 |
| Maße verpackt | | | | | | | | | |
| Breite (mm) | 505 | 505 | 550 | 550 | 550 | 550 | 780 | 780 | 780 |
| Tiefe (mm) | 675 | 675 | 720 | 720 | 720 | 720 | 735 | 735 | 735 |
| Höhe (mm) | 850 | 850 | 880 | 880 | 999 | 999 | 1085 | 1085 | 1185 |
| Netto/Brutto Gewicht /(kg) | 56/64 | 56/64 | 59/67 | 59/67 | 67/76 | 67/76 | 85/95 | 85/95 | 94/105 |
| **Art. Nr.** | **670600C** | **670601B** | **670345C** | **670346B** | **670347C** | **670348B** | **670349C** | **670350B** | **670351C** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

* für Luft-/Wassertemperatur 21/15 °C

### Serienmäßige Ausstattung :

- Schlauch Wasserzufuhr, l = 1,5 m
- Abflussschlauch l = 1,5 m
- Eisschaufel

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **670353** | Komplettes Anti-Kalk-System mit 1 Patrone | **AA -** |
| **670354** | Set mit 2 Ersatzpatronen | **AA -** |

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com