Captair Smart Hauben



- **Individuelle, flexible und anpassungsfähige Lösung, falls sich die Bedürfnisse ändern**
- **Modulare Filtrationssäule für alle Manipulationen (fest und/oder flüssig) und alle Laborumgebungen**
- **Sehr geringer Energieverbrauch**
- **Elektronischer Alarm bei sinkender Luftgeschwindigkeit an der Vorderseite (längeres Öffnen der Vorderseite)**
- **Erkennung der Verstopfung von HEPA- oder ULPA-Partikelfiltern**
- **Optionale automatische Erkennung der Sättigung von Molekularfiltern**
- **Arbeitsplatten nach Wahl für eine bessere Anpassung an Ihre Bedürfnisse : gehärtetes Glas, Trespa®Top LabPLUS oder Edelstahl 304L**
- **EGuard®app. für PC, Smartphone oder Tablet für den Echtzeitzugriff auf Betriebsparameter, Einstellungen und Nutzungsverlauf sowie den Empfang von Sicherheitswarnungen**
- **Entspricht der AFNOR-Norm NF X15 211, Klassen 1 und 2, EN 1822 : 1998 (HEPA-Filter H14 und ULPA U17)**

Viele mögliche Optionen

- Sättigungsdetektor für Molekularfilter (für Lösungsmittel oder Säuren oder Formaldehyd)
- Rollendes oder feststehendes Stützmöbel
- Vielfältige Ausstattungslösungen für Flüssigkeiten, technische Gase und Energie (ausschließlich für Trespa® Top LabPLUS Möbel und Arbeitsplatten)
- Partikelvorfilter
- Transparente Rückwand

Modell	Captair 321 Smart	Captair 391 Smart	Captair 481 Smart	Captair 392 Smart	Captair 483 Smart	Captair 633 Smart	Captair 714 Smart
Außenmaße L x T x H *(mm)	800 x 620 x 1105/1285	1005 x 620 x 1105/1285	1275 x 620 x 1105/1285	1005 x 750 x 1340/1515	1275 x 750 x 1340/1515	1600 x 750 x 1340/1515	1800 x 750 x 1340/1515
Nennleistung (W)		75		130	200		270
Helligkeit (Lux)				> 650			
Luftdurchsatz (m3/h)		220		440	660		880
Luftgeschwindigkeit an der Fassade (m/s)				Von 0,4 bis 0,6			
Spannung / Frequenz				220 V / 50 - 60 Hz			
Öffnung				Länglich			
Struktur				Elektroverzinkter korrosionsbeständiger Stahl säurebeständige Polymerbeschichtung			
Paneele und Fassaden				Transparentes und farbloses PMMA			
Art. Nr. (ohne Filter)	**271435**	**271426**	**271417**	**271408**	**271398**	**271389**	**271370**
CHF	**3950,80 -**	**4800,60 -**	**6213,20 -**	**6473,60 -**	**8204 -**	**8818,60 -**	**9798,60 -**
Filter **				Kontaktieren Sie uns **			

* Die Höhe variiert je nach Art der Filtersäule ** Muss zwingend zusammen mit den Valiquest-Filtern bestellt werden

Optionen

Partikelvorfilter - für neue Geräte	**271222**	**271222**	**271222**	**271769**	**271407**	**271397**	**271387**
	35 -	**35 -**	**35 -**	**AA -**	**105 -**	**330,10 -**	**358,56 -**
Molecode S : Automatischer Detektor Sättigung Lösungsmittelfilter	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**
	1008 -	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**
Molecode A: Elektrochemischer Detektor für die Sättigung von Filtern durch Säuren	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**
	1008 -	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**
Molecode F: Automatische Erkennung der Filtersättigung durch Formaldehyde	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**
	1008 -	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**
Transparente Rückwand	**271442**	**271433**	**271423**	**271414**	**271404**	**271394**	**271376**
	389,20 -	**548,80 -**	**644 -**	**548,80 -**	**644 -**	**1243,20 -**	**1446,20 -**
Rückwand Stahlblech weiß mit Heckklappe	**-**	**271434**	**271424**	**271415**	**271405**	**271395**	**271377**
	-	**302,40 -**	**456,40 -**	**302,40 -**	**456,40 -**	**495,60 -**	**642,60 -**

Zubehör

Arbeitsplatte aus Glas und Auffangwanne	**271436**	**271427**	**271418**	**271409**	**271399**	**271390**	**271371**
	581 -	**628,60 -**	**714 -**	**785,40 -**	**883,40 -**	**1079,40 -**	**1272,60 -**
Trespa-Arbeitsplatte und Auffangwanne	**271437**	**271428**	**271419**	**271410**	**271400**	**271391**	**271372**
	898,80 -	**954,80 -**	**1104,60 -**	**1071 -**	**1234,80 -**	**1400 -**	**1649,20 -**
Arbeitsplatte aus Edelstahl und Auffangwanne	**271438**	**271429**	**271893**	**271894**	**271401**	**271895**	**271373**
	1549,80 -	**1898,40 -**	**AA -**	**AA -**	**2199,40 -**	**AA -**	**2648,80 -**

Möbel zum Bestellen mit Arbeitsplatte

Möbel Rollständer mobicap ohne Arbeitsfläche	**271439**	**271430**	**271420**	**271411**	**-**	**-**	**-**
	802,20 -	**1020,60 -**	**1220,80 -**	**1124,20 -**	**-**	**-**	**-**
Möbel fester Sockel Benchcap-Unterschrank ohne Arbeitsplatte	**271440**	**271431**	**271421**	**271412**	**271402**	**271392**	**271374**
	802,20 -	**1020,60 -**	**1220,80 -**	**1124,20 -**	**1313,20 -**	**1724,80 -**	**1950,20 -**
Halb ausziehbares Regal für Benchcap	**271441**	**271432**	**271422**	**271413**	**271403**	**271393**	**271375**
	326,20 -	**343 -**	**404,60 -**	**410,20 -**	**456,40 -**	**541,80 -**	**582,40 -**