PMSF: Labopur®-Filterstation zur Handhabung und Lagerung

TRIONYX



** 1 Handdurchlass (2 Öffnungen) unter jedem Filter-/Motormodul

Ein 2-in-1-System mit einer Filterhaube und einem Produktschrank.

➤ Ein Abzug mit Luftumwälzung

- Hauben mit Umluftbetrieb entsprechen der Norm NF X 15-211
- Leuchtanzeige für Systembetrieb
- Entnahme von Proben an der Vorderseite zur Kontrolle der Filtersättigung
- Leiser elektrischer Ventilator : 49 dB
- Wände und Glas aus PMMA
- Standardmäßig ausgestattet mit: Filteralarm, Luftstromwächter, 4 Öffnungen für die Kabeldurchführung, Betriebsstundenzähler und transparenten Wänden
- Art des Handdurchgangs nach Wahl : 2 Hände, Trapez oder große Breite (nur Modell 1500)
- Haube ohne Boden zum Ausstatten: Auffangbehälter + Arbeitsplatte und Tische als Optionen
- Separat erhältlicher Aktivkohlefilter, der je nach den gehandhabten Produkten ausgewählt werden muss*

➤ Ein Sicherheitsschrank/-tisch

- Konstruktion aus 15/10. Stahl + weiße Epoxidfarbe RAL 9010
- Automatisches und abschließbares Schließen der Flügeltüren
- Standardisierte Piktogramme
- 1 höhenverstellbares Regal auf Zahnrad-Schiene
- 1 Abnehmbarer Auffangbecken im unteren Teil des Gerätes
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Lüftungsöffnungen oben und unten
- Erfordert ein Verbindungsset, mit dem der Schrank an die Dunstabzugshaube angeschlossen werden kann

Modell	600 mm		900 mm			1200 mm		
Haube								
Außenmaße / Innen B x T x H (mm)	600 x 650 x 950 / 545 x 505 x 640		900 x 750 x 950 / 845 x 700 x 840			1200 x 750 x 950 / 1145 x 700 x 840		
Gewicht (kg)	41		67			85		
Anzahl Filter/Motor	1		1	2		1	2	
Art des Handdurchgangs	2 Hände	Trapez	2 Hände	2 Hände**	Trapez	2 Hände	2 Hände**	Trapez
Art. Nr.	**060465**	**060474**	**060479**	**060480**	**060481**	**060482**	**060483**	**060484**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Arbeitsplatte								
Auffangwanne + Arbeitsfläche aus Melanim	**060467**		**060490**			**060491**		
Gewicht (kg)	10							
CHF	**AA -**		**AA -**			**AA -**		
Auffangwanne + Arbeitsplatte aus Verbundglas	**060475**		**060493**			**060494**		
Gewicht (kg)	15							
CHF	**AA -**		**AA -**			**AA -**		
Möbel								
Sicherheitstisch/Schrank	**060496**		**060497**			**060498**		
Maße H x L x T (mm)	860 x 615 x 660		860 x 915 x 810			860 x 1215 x 810		
Gewicht (kg)	32		43			54		
CHF	**AA -**		**AA -**			**AA -**		

Verbindungsset

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
960319	Verbindungsset Schrank/Haube erforderlich	**AA -**

Option

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060478	Zusätzliches Licht	**AA -**

Filter *

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060288	Kohlefilter für organische Dämpfe	**AA -**
060168	Kohlefilter für organische und korrosive Dämpfe	**AA -**
960302	Kohlefilter für Formaldehyddämpfe	**AA -**
060477	Kohlefilter für Ammoniakdämpfe	**AA -**

* Diagnosedatei für die Filterkonfiguration bitte ausfüllen.

NEU Mini-Umlufthaube labopur



Für den sicheren Umgang mit Chemikalien: Chemische Dämpfe werden beim Durchgang durch den Aktivkohlefilter extrahiert und gereinigt.

- **Entspricht der Norm NF X 15-211**
- **Lässt sich leicht auf einen Labortisch platzieren**
- **Stundenzähler, der ständig die Gesamtnutzungsdauer anzeigt**
- **Seitenwände aus PMMA und ergonomische Handdurchlässe**
- **Integrierte Auffangwanne ermöglicht das Auffangen von Flüssigkeiten**
- **Die Haube wird zusammengebaut geliefert - je nach den zu verarbeitenden Produkten muss ein Filter hinzugefügt werden (Fragebogen zur Auswahl des Filters ausfüllen)**

Außenmaße (H x L x T) (mm)	605 x 505 x 485
Innenmaße (H x L x T) (mm)	410 x 455 x 445
Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit an der Fassade (m/s)	0,5
Luftstrom-Messgerät	Ja

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
960396	Mini-Umlufthaube labopur	**AA -**

Aktivkohlefilter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060173	Organischer Filter für organische Dämpfe	**AA -**
060172	Mehrzweckfilter für organische und korrosive Dämpfe	**AA -**
960325	Aktivkohlefilter für Formaldehyddämpfe	**AA -**