Mikrobioblogische Sicherheitswerkbank Thermo Scientific Herasafe 2030i

- **Zertifizierte Hauben, die den Sicherheitsstandards EN12469 entsprechen**
- **SmartFlow Plus- und DAVE Plus-Systeme: Validieren den Schutz durch Überwachung der Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren und führen einen automatischen Ausgleich durch, um unabhängig vom Ladezustand der HEPA-Schutzfilter oder sogar bei Verstopfungen in den Lüftungsöffnungen perfekt ausgeglichene Luftströme zu gewährleisten**
- **Benutzerfreundliche Steuerung : Grafische, intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche**
- **Kontrolle durch Passwörter**
- **Cloud-fähige Datenausgabe und USB-Anschluss an der Vorderseite**
- **Innenraum komplett aus Edelstahl 316l**
- **Standardscheibenhöhe 200m, einstellbar auf 250mm für mehr Komfort (Werksoption)**
- **Vielseitiger Seitenzugang SmartPort**
- **2 Steckdosen an der Rückwand und 3 Vorinstallationen für Gas, Vakuum oder Wasser (optional)**
- **Segmentierbare und anpassbare Arbeitsfläche**
- **Größerer inneren Arbeitsbereich**
- **LED-Beleuchtung**



Zusätzliches Zubehör

- Der zusätzliche Kohlefilter am Ausgang absorbiert schlechte Gerüche
- Zusätzlicher Abluftfilter erhöht die Sicherheit in Bezug auf die Abluft
- Abluftsysteme mit direktem oder indirektem Anschluss ermöglichen es, die Luft aus dem Gebäude abzuführen, anstatt sie innerhalb des Labors abzulassen

Modell	0,9	1,2	1,5	1,8
L x H x Ö auß. (mm) ohne Sockel	1000 x 1536 x 800	1300 x 1536 x 800	1600 x 1536 x 800	1900 x 1536 x 800
L x T ** in. (mm)	900 x 465	1200 x 465	1500 x 465	1800 x 465
Höhe in. (mm)	750 - 950			
Gewicht (kg)	170	200	230	280
Leistung	133 W	153 W	217 W	251 W
Helligkeit	> 1000 lux	> 900 lux	> 1500 lux	> 1400 lux
Geräuschpegel	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA
Art. Nr. MSP mit UV-C CROSS BEAM	**229075**	**229076**	**229077**	**229078**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. MSP ohne UV	**229071**	**229072**	**229073**	**229074**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Option Öffnung der Frontscheibe 250 mm	**229085**			
CHF	**AA -**			
Festes Fußgestell	**229081**	**229082**	**229083**	**229084**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Verstellbares Fußkreuz	**229065**	**229066**	**229067**	**229068**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Elektrisches Fußgestell	**228062**	**023270**	**228064**	**023271**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Fußablage	**023317**	**023273**	**228196**	**023274**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Rollen für festes Fußgestell	**023272**			
CHF	**AA -**			

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
229079	Vorinstallation für 3 zusätzliche Wasserhähne am Unterboden des MSP, für Art. Nr. 229071, 229072, 229073, 229074	**AA -**
Anschlüsse für die Rückwand		
023346	3/8-Brenngashahn für die Rückwand	**AA -**
023345	Nicht brennbarer Gashahn 3/8 für die Rückwand	**AA -**
023344	3/8 Wasserhahn für die Rückwand	**AA -**
023343	3/8-Vakuumhahn für die Rückwand	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
Anschlüsse für die Rückwand		
023275	3/8-Brenngashahn für die Seitenwand	**AA -**
023276	Nicht brennbarer Gashahn 3/8 für die Seitenwand	**AA -**
023278	3/8 Wasserhahn für die Seitenwand	**AA -**
023277	3/8-Vakuumhahn für die Seitenwand	**AA -**
023347	Schlauchanschluss für Seitenwand Durchm. 10 - 13 mm	**AA -**
023348	Schlauchanschluss für Seitenwand Durchm. 3 mm	**AA -**
023349	Schlauchanschluss für Seitenwand Durchm. 6/3 mm	**AA -**
023350	Magnetventil für brennbaren Gashahn	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com